

Агар BIGGY
BIGGY Agar**Кат. № 1006**

Фасовка 500 г.

Хранить при температуре 2-25°C

Среда для выделения и предварительной идентификации *кандид***ФОРМУЛА В ГРАММАХ НА ЛИТР**

Бактериологический агар	16,0	Декстроза	10,0
Глицин	10,0	Сульфит натрия	3,0
Дрожжевой экстракт	1,0	Цитрат аммонийного висмута	5,0

Конечная величина pH 6,8±0,2 при 25°C

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯСелективной выделения – *Candida*

Область применения – Медицина

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Развести 45 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Хорошо перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ! Охладить до 45–50°C. Тщательно перемешать и разлить в чашки Петри.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Агар **BIGGY** – это агар, содержащий висмут, глицин, глюкозу и дрожжевой экстракт. Используется для выделения и дифференциации *Candida albicans* и *C. tropicalis*, а также для дифференциации видов по методу Никерсона. Никерсон обнаружил, что данная среда позволяет отличить *Candida albicans* от других видов рода *Candida* на основании морфологических признаков колоний.

Дрожжевой экстракт служит источником витаминов, необходимых для роста микроорганизмов, особенно группы В; глицин – стимулятор роста; декстроза – ферментируемый углевод, являющийся источником углерода и энергии. *Candida spp.* восстанавливают сульфит висмута до сульфида с образованием от коричневых до черных колоний. Цитрат аммонийного висмута и сульфит натрия являются ингибиторами роста бактерий, не влияя на рост *Candida spp.*

Разные виды *кандид* являются возбудителями разного рода инфекций. Кандидоз – наиболее часто встречающаяся инфекция, вызываемая оппортунистическими грибами, особенно *Candida albicans*. Менее распространены инфекции, вызванные *C. tropicalis* и *C. glabrata*. *Candida spp.* присутствуют в клинических образцах вследствие таких процессов, как загрязнение окружающей среды, колонизация и болезни.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для клинической диагностики тип образца – вагинальный, буккальный и др.

- Инокулировать поверхность агара параллельными штрихами при помощи ручки или ватной палочки.
- Инкубировать аэробно при 25+2°C в течение 18-72 часов, и до 5 дней при необходимости.
- Интерпретировать полученные результаты.

Инокулирование на скос, как правило, не является удовлетворительным.

Характеристики колоний:

Candida albicans: Красновато-коричневые колонии с коричневым центром; не блестящие.

C. krusei: Большие плоские красновато-коричневые колонии с черной глянцевой верхушкой, коричневыми границами и желтым гало.

C. tropicalis: Коричневые колонии с черным центром и блеском, затемненная диффузная зона на окружающей среде.

C. pseudotropicalis: Большие, плоские красновато-коричневые колонии с мицелиальной границей.

C. parakrusei: Колонии часто морщинистые, среднего размера, темно-красновато-коричневого цвета с мицелиальным желтоватым краем.

C. galabrata: Светло-коричневые колонии.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Без осадка
Внешний вид	Тонкодисперсный порошок
Цвет сухой среды	Бежевый
Цвет готовой среды	Белый непрозрачный
Конечный pH (при 25°C)	6,8±0,2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инкубирование: 25+2°C / 18-72 часа, до 5 дней

Микроорганизмы	Рост	Цвет
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Хороший	От коричневого до черного
<i>Candida pseudotropicalis</i> ATCC 14245	Хороший	От коричневого до красного
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Ингибируется	—
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Ингибируется	—