

Агар с бриллиантовым зеленым

Brilliant Green Agar (BGA) ISO

Кат. № 1078

Фасовка 500 г.

Хранить при температуре 2-25°C

Высокоселективная среда для выделения сальмонелл, кроме *S.typhi*, из пищи, фекалий и молочных продуктов

ФОРМУЛА В ГРАММАХ НА ЛИТР

Бактериологический агар	20,0
Моногидрат лактозы	10,0
Феноловый красный	0,08
Сахароза	10,0
Бриллиантовый зеленый	0,0125
Пептон	10,0
Хлорид натрия	5,0
Дрожжевой экстракт	3,0



Конечная величина pH $6,9 \pm 0,2$ при 25°C

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Селективное выделение – *Salmonella spp.*

Область применения: медицина, пищевая промышленность, молочные продукты

Нормативы: ISO 19250 / ISO 6579

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Развести 58,1 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45–50°C, тщательно перемешать и разлить в чашки Петри. При необходимости оставить высыхать приблизительно 2 часа с приоткрытой крышкой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Агар с бриллиантовым зеленым используется для выделения сальмонелл из продуктов питания и клинических проб на основании ферментации лактозы/сахарозы.

Пептоновая смесь является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Дрожжевой экстракт также является источником витаминов, особенно группы В. Сахароза и лактоза – ферментируемые углеводы, источники углерода и энергии. Феноловый красный – индикатор pH, придающий среде желтый цвет при образовании кислоты в результате ферментации лактозы/сахарозы. Бриллиантовый зеленый ингибирует грамположительные бактерии и большинство грамотрицательных бактерий, кроме *Salmonella spp.* Организмы, ферментирующие лактозу/сахарозу, обычно ингибируются. Хлорид натрия обеспечивает электролиты, необходимые для поддержания транспортного и осмотического баланса. Бактериологический агар является отвердителем.

Среда, изначально имеющая кофейный цвет, становится красной во время инкубации при 35–37°C. На возможное присутствие сальмонелл указывают маленькие, прозрачные,

бесцветные, розовые или матово-белые колонии, часто окруженные розовой или красной зоной. Некоторые из неингибируемых грамотрицательных организмов, ферментирующих лактозу/сахарозу, образуют зелено-желтые, матовые колонии, окруженные желтым ореолом. Другие отрицательные по лактозе микроорганизмы, такие как *Proteus spp.*, образуют колонии бледно-розового или красного цвета, прозрачные, окруженные блестящим красным ореолом.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Без осадка
Внешний вид	Тонкодисперсный порошок
Цвет сухой среды	Розовато-бежевый
Цвет готовой среды	Красно-оранжевый
Конечный pH (при 25°C)	6,9±0,2

ПРИМЕНЕНИЕ

- Провести стандартную процедуру для получения изолированных колоний.
- Если есть подозрение, что исследуемый материал содержит низкую концентрацию сальмонелл, необходимо предварительно обогатить пробу в **Бульоне тетрациклином с желчью и бриллиантовым зеленым (кат. № 1253)** или **Бульоне селенит-цистиновом (кат. № 1220)**.
- Инкубировать при 35±2°C в течение 18-24 часов.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инкубирование: 35±2°C / 18-24 часа

Микроорганизмы	Рост	Цвет колоний
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Хороший	Розово-белый
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Хороший	Розово-белый
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Ингибируется	
<i>Salmonella abony</i> NCTC 6017	Хороший	Розово-белый
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Ингибируется	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Частично ингибируется	Зеленый