

Бульон с сердечно-мозговым экстрактом**Кат. № 1400**

Brain Heart Infusion Broth (BHI)

Фасовка 500 г.

Хранить при температуре 2-25°C

Среда для культивирования патогенных *кокков* и других патогенов (*аэробов* и *анаэробов*) из различных клинических и неклинических материалов

ФОРМУЛА В ГРАММАХ НА ЛИТР

Декстроза	2,0	Na ₂ HPO ₄	2,5
Желатиновый пептон	10,0	Хлорид натрия	5,0
Сердечная вытяжка	10,0	Мозговая вытяжка	7,5

Конечная величина pH 7,4 ± 0,2 при 25°C

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯСелективное обогащение – *общее применение***ПРИГОТОВЛЕНИЕ**

Развести 37 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в емкости и стерилизовать 15 минут при 121°C.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Бульон с сердечно-мозговым экстрактом – жидкая среда, богатая питательными веществами, подходящая для культивирования требовательных патогенов, таких как *стрептококки*, *менингококки* и *пневмококки*, а также других патогенных *аэробов* и *анаэробов*, подходит для культивирования грибов и дрожжей. Данный бульон рекомендован для использования в стандартных методах анализа воды и тестах на антимикробную чувствительность.

Пробирки с 0,5 мл данной среды используются для культивирования микроорганизмов при подготовке посевного материала для определения минимальной ингибирующей концентрации и проведения идентификационных тестов.

Основа данной среды, богатая питательными веществами, содержащимися в вытяжке из сердца и мозга свиньи и пептоне, является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Без осадка
Внешний вид	Тонкодисперсный порошок
Цвет сухой среды	Светло-коричневый
Цвет готовой среды	Янтарный
Конечный pH (при 25°C)	7,4±0,2

ПРИМЕНЕНИЕ

В клинической диагностике в качестве образца может использоваться любой тип проб.

- Инокулировать 103-104 КОЕ/мл
- Инкубировать 18–24 часа при $35\pm 2^{\circ}\text{C}$.

Эта среда универсальна и поддерживает рост многих требовательных организмов. Добавление 0,1% агара уменьшает конвективные потоки кислорода и способствует развитию анаэробов и микроаэрофилов.

Бульон с сердечно-мозговым экстрактом (кат. № 1400) также рекомендован для подготовки культур *S. aureus* к проведению коагулазных тестов.

Для достижения наилучших результатов среду следует использовать в тот же день или, если нет, нагревать в кипящем слое воды, чтобы вытеснить растворенный кислород, и оставить для охлаждения перед использованием.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инкубирование: $35\pm 2^{\circ}\text{C}$ / 18–24 часа

Микроорганизмы	Рост
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	Хороший, с мутностью
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6303	Хороший, с мутностью
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Хороший, с мутностью
<i>Brucella abortus</i> ATCC 4315	Умеренный