

Эмульсия яичного желтка**Egg Yolk Emulsion****Кат. № 5152**

Фасовка 100 мл.

Хранить при температуре 2-14°C

Стерильная эмульсия яичного желтка для приготовления микробиологических сред в соответствии со стандартом ISO 7932:2004.

СОДЕРЖАНИЕ НА ЛИТР

Яичный желток	200 мл
Стерильная вода	800 мл

(согласно ISO 7932:2004)

ОПИСАНИЕ

1 флакон; Во флаконе 100±3 мл Объем флакона 125мл	1 флакон в упаковке, объем флакона 125 мл. Крышка с возможностью прокалывания: пластиковая заворачивающаяся внутренняя пробка. Использование игл шприцев диаметром более 0,8 мм не рекомендуется.	Срок годности 24 месяца (до 2 месяцев после вскрытия)	Хранение 2-14°C
---	---	---	--------------------

ПРИМЕНЕНИЕ

Эмульсия яичного желтка используется для обогащения различных питательных сред.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Асептически добавить в расплавленную *Основу селективного агара для Bacillus cereus (кат. № 1124)*, охлажденную до 50°C, перед разливом в чашки Петри.

После затвердевания на плоской поверхности инокулировать чашки методом штриховки или методом спирали. Инкубировать чашки правой стороной вверх в аэробных условиях при температуре 35-37°C в течение 24-48 часов.

(Время инкубации может быть увеличено, или могут потребоваться другие температуры инкубации в зависимости от образца, спецификаций и т. д. Эту среду можно инокулировать сразу или после любого обогатительного бульона)

После инкубации подсчитывают все колонии, появившиеся на поверхности агара.

Внесение селективных добавок подавляет почти всю сопутствующую флору.

Каждая лаборатория должна оценивать результаты в соответствии со своими спецификациями.

Предположительное выделение *Bacillus* sp. должно быть подтверждено дальнейшими микробиологическими и биохимическими исследованиями.

Рассчитайте общее количество микроорганизмов на мл образца, умножив среднее количество колоний на чашку на обратный коэффициент разбавления, если на разбавленном образце нанесен штрих. Запишите результаты в виде колониеобразующих единиц (КОЕ) на мл или г вместе с временем инкубации и температурой.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Цвет: желтый

pH: при 25°C

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Добавить 10 мл продукта к 90 мл *Основы селективного агара для **Bacillus cereus*** (кат. № 11240).

Инокуляция: рабочий диапазон 100 ± 20 КОЕ; минимум: 50 КОЕ (продуктивность)

Аналитическая методология согласно ISO 11133:2014/A1:2018; A2:2020.

Инкубация: Аэробноз. $37 \pm 1^\circ\text{C}$ / 24–48±2 ч.

Микроорганизмы	Рост
<i>Bacillus cereus</i> ATCC 11778, WDCM 00001	Хороший. Лецитиназа (+), непрозрачный ореол

Контроль стерильности

Инокулировать 10 мл продукта в 100 мл Тиогликолевой среды/Триптиказо-соевого бульона. Инкубировать и проверить на TSA (триптиказо-соевый агар).

Инкубировать 7 дней при 30-35°C: отсутствие роста.