

Добавка для бордетелл Bordetella Supplement

Кат. № 6015Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды).
Хранить при температуре 2–8°CСелективная добавка для выделения *бордетелл*

ФОРМУЛА (СОДЕРЖАНИЕ В 1 ФЛАКОНЕ)

Цефалексин - 20 мг

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Селективное выделение – *Bordetella*Идентификация - *Bordetella*

Область применения: Медицина

ОПИСАНИЕ

Основа агара Борде–Жангу с добавлением крови используется для выделения *Bordetella pertussis* и других видов этого рода.

Род *Bordetella* состоит из 4 видов, и все из них являются возбудителями заболеваний верхних дыхательных путей: *Bordetella pertussis*, *B. parapertussis*, *B. bronchiseptica* и *B. avium*.

Картофельный экстракт и протеозный пептон являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов; глицерин – источник углерода. Хлорид натрия обеспечивает электролиты, необходимые для поддержания транспортного и осмотического баланса. Бактериологический агар является отвердителем. Добавление крови обеспечивает среду дополнительными питательными свойствами для роста *бордетелл*. Крахмал из картофельного экстракта адсорбирует жирные кислоты из назальных секретов с ватных тампонов, которые ингибируют рост *B. pertussis*.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В стерильных условиях растворить содержимое 1 флакона в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать до полного растворения и асептически добавить к 500 мл **Основы агара Борде–Жангу (кат. № 1107)**, автоклавированной и охлажденной до 50°C, с добавлением 10–15% дефибринированной стерильной крови. Тщательно перемешать и разлить в стерильные емкости.

ПРИМЕНЕНИЕ

В клинической диагностике в качестве образца используются бактерии, выделенные из любых клинических образцов.

- Инокулировать и инкубировать чашки при 35±2°C в течение 48–72 часов во влажной среде. Использовать 2 чашки на пробу: одну с применением селективной добавки, другую – без нее.
- Колонии *B. pertussis* через 48–72 часа инкубации – небольшие, белые, матовые с нечетким краем (так как зона гемолиза сливается со средой), гладкие, слегка выпуклые и глянцевые, диаметром менее 1 мм, окруженные мутной зоной гемолиза. Колонии *B. parapertussis* растут быстрее и через 48 часов хорошо развиты, имеют внешнее сходство с *B. pertussis* и формируют зелено-черный оттенок среды. Колонии грамположительных кокков обычно матовые и более темные.

- Через 24-48 часов инкубации колонии *B. bronchiseptica* образуют колонии, сходные с *B. pertussis*, только более крупные, с грубой, неровной поверхностью.
- Все подозрительные колонии должны идентифицироваться серологическими тестами.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инокулирование: 35±2°C / 48–72 часа

Микроорганизмы	Рост	Тип гемолиза
<i>Bordetella parapertussis</i> ATCC 15311	Хороший	Гамма
<i>Bordetella bronchiseptica</i> ATCC 4617	Хороший	Гамма
<i>Bordetella pertussis</i> ATCC 8467	Хороший	Бета