

Кат. № 6021

Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды).
Хранить при температуре 2–8°C

Добавка для *Bacillus cereus*
***Bacillus Cereus* Supplement**

Селективная добавка для выделения и подсчета *Bacillus cereus*

ФОРМУЛА (СОДЕРЖАНИЕ В 1 ФЛАКОНЕ)

Сульфат полимиксина В - 50000 МЕ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Селективный подсчет – *Bacillus cereus*

Селективное выделение – *Bacillus cereus*

Область применения: Медицина, пищевая промышленность

Нормативы: ISO 21872 / ISO 7932

ОПИСАНИЕ

Добавка для *Bacillus Cereus* содержит полимиксин В, антибиотик, который ингибирует большинство грамотрицательных бактерий. Полимиксины связываются с клеточной мембраной и разрушают ее структуру, делая ее более проницаемой. Этот антибиотик мало влияет на грамположительные бактерии из-за толстой клеточной стенки.

Добавка используется со следующими средами:

- **Основа селективного агара для *Bacillus Cereus* (МYP) (Кат. № 1343)**
- **Основа селективного агара для *Bacillus Cereus* (РЕМВА) (Кат. № 1125)**
- **Основа селективного агара для *Bacillus cereus* (Кат. № 1124)**

Это селективные среды, которые используются для подсчета предполагаемых *Bacillus cereus*, согласно ISO 7932 и ISO 21871.

Bacillus cereus устойчив к определенным концентрациям полимиксина, который подавляет сопутствующую флору и эффективен в основном против грамотрицательных организмов. *Bacillus cereus* продуцирует лецитиназы. Нерастворимые продукты разложения лецитина из яичного желтка накапливаются вокруг колоний *Bacillus cereus*, образуя белый осадок.

РЕМВА: синие колонии, окруженные чистой зоной лецитиназной активности.

МYP: светло-розовые непрозрачные колонии с прозрачным ореолом лецитиназы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В стерильных условиях растворить содержимое 1 флакона в 6 мл стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать до полного растворения и асептически добавить к 450 мл **Основы селективного агара для *Bacillus cereus* (кат. № 1124)**, автоклавированной и охлажденной до 50°C, с добавлением 50 мл **Эмульсии яичного желтка (кат. № 5152)**. Тщательно перемешать и разлить в стерильные емкости.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инкубирование: 35±2°C / 24–48 часов

Инокулирование: 100±20 мин. 50 КОЕ (Продуктивность) / 10⁴-10⁶ КОЕ (Селективность)

Микроорганизмы	Рост
<i>Bacillus cereus</i> ATCC 11778	Хороший
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Ингибируется