

Добавка TTC 1%**Кат. № 6030****TTC 1% Supplement**

Фасовка 10 флаконов (каждый флакон рассчитан на 500 мл среды кат. № 1034 и на 1000 мл среды кат. № 1076)
Хранить при температуре 2–8°C

Индикатор роста микроорганизмов окислительно-восстановительного типа

ФОРМУЛА (СОДЕРЖАНИЕ В 1 ФЛАКОНЕ)

Трифенилтетразолия хлорид - 50 мг

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Селективное подсчет – *колиформы*

Селективное подсчет – *Escherichia coli*

Обнаружение – *колиформы*

Обнаружение – *Escherichia coli*

Область применения: Медицина, анализ воды

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В стерильных условиях содержимое 1 флакона растворить в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать до полного растворения и асептически добавить к 500 мл *Агара KF стрептококкового (кат. № 1034)* или 2,5 мл *Добавки TTC 1%* к 500 мл *Агара Чапмена TTC (кат. № 1076)*. Тщательно перемешать и разлить в стерильные емкости.

Для включения TTC в состав других сред следует обратиться к соответствующей инструкции для выяснения того, какое количество добавки необходимо добавить к среде.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для обнаружения и подсчета *Escherichia coli* и *колиформ* в образцах воды:

Профильтровать два образца воды через два разных мембранных фильтра и инкубировать на в *Агара Чапмена TTC (кат. № 1076)* при $36\pm 2^\circ\text{C}$ и $44\pm 4^\circ\text{C}$, соответственно.

Типичные колонии выглядят следующим образом:

- *E. coli* и *Citrobacter spp.* образуют желтые колонии с оранжевым центром.
- *Enterobacter spp.*: красные и темно-желтые колонии с оранжевым центром. Среда имеет желтый цвет.
- *Klebsiella spp.*: красные или желтые колонии, но без выраженного центра. Среда имеет желтый цвет.
- Бактерии, не ферментирующие лактозу: фиолетовые колонии. Цвет среды меняется на синий.
- *Klebsiella spp.* и *Enterobacter spp.* могут образовывать желто-зеленые колонии.

Результаты всегда рассчитываются на 100 мл пробы (с учетом того, была ли необходимость делать разведения).

- Подсчитать лактозо-положительные бактерии, представленные в виде хорошо развитых желтых колоний под мембраной.

- Пересеять типичные колонии на неселективный агар и **Бульон культуральный с триптофаном (Кат. № 1237)**.
- Провести оксидазный тест и инкубировать пробирки с Бульоном культуральным с триптофаном при температуре $44 \pm 0,5^\circ\text{C}$ в течение 21 ± 3 часа.
- Продукцию индола определяет добавлением нескольких капель **Реагента Ковача (Кат. № 5205)** в инкубированные пробирки с Бульоном культуральным с триптофаном. Положительный тест обозначен развитием красного цвета в слое реагента.
- Колонии, которые являются отрицательными по оксидазе, будут рассматриваться как *колиформы*, а колонии, которые являются отрицательными по оксидазе и положительному индолу, будут рассматриваться как *E.coli*.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Согласно ISO 11133:

Инкубирование: $36 \pm 2^\circ\text{C}$ / 21 ± 3 часа

Инокулирование: 100 ± 20 мин. 50 КОЕ (Продуктивность) / 10^4 - 10^6 КОЕ (Селективность) / 10^3 - 10^4 (Специфичность)

Микроорганизмы	Рост	Характеристика
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 19433	Полностью ингибируется	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Хороший, >70%	Желтый в центральной части под мембраной
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853		Красные колонии, синий цвет в среде
<i>Escherichia coli</i> CECT 8296	Хороший, >70%	Желтый в центральной части под мембраной