

Основа колумбийского агара CNA

COLUMBIA AGAR BASE CNA

Кат. № 610113

Фасовка 500 г.

Хранить при температуре 10-30°C

Среда для выделения прихотливых микроорганизмов из клинических образцов

Наименование	Содержание	Артикул
Основа кровяного агара CNA	500 г	610113
Основа кровяного агара CNA	100 г	620113

Формула (г/л):

Пептон специальный	23,0
Крахмал	1,0
Хлорид натрия	5,0
Агар	14,0
Колистин	0,01
Налидиксовая кислота	0,015

Конечная величина pH 7,3±0,2 при 25°C

Описание

Основа колумбийского агара - селективная среда для выделения и культивирования стрептококков, стафилококков, пневмококков.

Приготовление

Развести 43,0 г порошка в 1 л дистиллированной или деионизированной воды. Нагревать до полного растворения. Стерилизовать в автоклаве при 121 °C в течение 15 минут. Остудить до 45-50°C, добавить 5% дефибрированной стерильной овечьей крови. Хорошо перемешать и разлить по чашкам Петри.

Применение

Инокулировать среду образцом, используя стерильную петлю. Инкубировать при температуре 36 ± 1°C в течение 18–24 часов в атмосфере с содержанием 10% CO₂.

Внешний вид

Сухая среда: гомогенная, сыпучая, бежевого цвета.

Готовая среда: опалесцирующая, вишнево-красная.

Микробиологический контроль

Микробиологический контроль

Инокулят для продуктивности: 50-100 КОЕ

Условия инкубации: 35 ± 2°C в течение 18-24 часов в аэробной атмосфере с добавлением CO₂.

Микроорганизм	Рост	Характеристики
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Хороший	Бета-гемолиз
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6303	Хороший	Альфа-гемолиз
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC® 11204	Хороший	Бета-гемолиз
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC® 12453	Заметно ингибируется	-

Производительность и ограничения метода

Колистин и налидиксовая кислота подавляют рост грамотрицательных бактерий. Наличие крови позволяет продемонстрировать гемолитические свойства стрептококков. Показано, что на гемолитические реакции некоторых штаммов стрептококков группы D влияют различия в крови животных. Такие штаммы проявляют бета-гемолитическое действие на агаре с кровью лошади и кролика, и альфа-гемолитическое действие на агаре с кровью овцы. Протеи иногда растут на CNA-агаре, и поначалу их можно спутать со стрептококками из-за небольшого размера колоний.

Хранение

Порошок очень гигроскопичен, хранить порошок следует при температуре 10-30°C, в сухом месте, в оригинальной плотно закрытой упаковке. Использовать до истечения срока годности, указанного на этикетке, или до появления признаков порчи или загрязнения. Готовые чашки хранить при температуре 2-8°C.

Утилизация

Утилизация отходов должна проводиться в соответствии с действующим национальным и местным законодательством.