

Агар для дерматофитов (D.T.M.)

Селективная среда для выделения дерматофитов

РУ № РЗН 2013/994 от 11 ноября 2013 года

Арт.	Наименование	Фасовка
610160	Агар для дерматофитов (D.T.M.), 13,5 л	500 г
620160	Агар для дерматофитов (D.T.M.), 2,7 л	100 г
81025	Добавка для дерматофитов (Хлортетрациклин 50 мг/флакон)	10 фл.

Состав среды (г/л)

Сойтон	11,0
Глюкоза	10,0
Циклогексимид	0,5
Гентамицин	0,1
Феноловый красный	0,2
Агар	15,0

Конечная величина pH $5,5 \pm 0,1$ при 25°C

Описание

Агар для дерматофитов (D.T.M.) используется для выделения дерматофитов, вызывающих поражение кожи, ногтей и волос (*Microsporum*, *Trichophyton*, *Epidermophyton*). Селективные агенты, входящие в состав среды (циклогексимид, гентамицин, хлортетрациклин) ингибируют рост бактерий.

Сапрофитные грибы не дают нормального роста на данной среде, за исключением случаев с сильно загрязненным образцом; в этом случае они характеризуются более медленным ростом и цветом колоний (черный - *Aspergillus niger* и *Cladosporium*, зеленый - *Penicillium spp*), иногда с изменением цвета среды до красного; *Candida albicans* культивируется без изменения цвета среды.

Приготовление

Развести 36,8 г порошка в 1 литре дистиллированной или деионизированной воде. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, прокипятить для полного растворения частиц. Стерилизовать в автоклаве при температуре 115 °C в течение 10 минут. Остудить до 45-50 °C. Асептически добавить 2 флакона **Добавки для дерматофитов, арт. 81025** (10 фл/уп.; хлортетрациклин 50 мг/фл.), разведенных в 5 мл стерильной дистиллированной воды каждый. Тщательно перемешать. Конечная среда будет содержать хлортетрациклин в количестве 100 мг/л. Разлить среду по чашкам Петри.

Процедура теста

Инокулировать среду методом штриха, используя стерильную петлю, и инкубировать при 22-30 °C до 7 дней. Дерматофиты растут с изменением цвета индикатора от красного до красно-фиолетового.

Контроль качества

Сухая среда: свободно-пересыпающаяся, гомогенная, белого цвета.

Готовая среда: прозрачная или очень слабо опалесцирует, бесцветная.

Инкубирование: при 22-30°C в течение 7-14 дней.

Микробиологический контроль

Микроорганизм	Рост
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	Нет
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Нет
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Хороший

Хранение

Порошок очень гигроскопичен. Хранить при температуре 10-30°C в оригинальной закрытой упаковке, в сухом помещении. Не использовать среды с истекшим сроком годности, напечатанным на этикетке, или если на продукте имеются какие-либо признаки загрязнения или ухудшения качества.

Готовые чашки хранить при температуре 2-8°C.

Библиография

1. Allen, A.M., R.A. Drewry, and R.E. Weaver. (1970). Arch. Derm. 102: 68-70.
2. Taplin, D., N. Zaias, G. Rebell, and H. Blank. (1969). Arch. Derm. 99:1969.