

Хромогенная среда STREP B

Хромогенная селективная и дифференциальная питательная среда для выделения стрептококков группы В (*Streptococcus agalactiae*)

Фасовка	Артикул	Расход	Срок хранения
100 г	620617	37,225 г	730 дней (2 года)
500 г	610617	37,225 г	730 дней (2 года)
20 чашек	11617		90 дней (3 мес)

Состав среды (г/л):

Пептон соевый 3,5

Дрожжевой экстракт 10,0

Сердечная вытяжка 4,0

Пептон казеиновый Плюс 2,5

Хромогенная селективная смесь 2,225

Агар 15,0

Конечное значение pH 7,2±0,2



Принцип:

Пептоны, продукты контролируемого ферментного гидролиза казеина, совместно с сердечной вытяжкой является источником пептидов и свободных аминокислот. Дрожжевой экстракт играет роль источника аминокислот и витаминов группы В. Хромогенная селективная смесь обеспечивает ингибирование роста грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, за исключением *S. agalactiae*, а также его дифференциацию от других стрептококков.

Приготовление:

Растворить 37,225 г порошка из банки в 1 л стерильной дистиллированной или деионизированной воды. Нагреть до полного растворения. Стерилизовать в автоклаве 5 минут при 100°C. Разлить среду по чашкам Петри.

Техника:

Инокулировать чашки путем распределения исследуемого образца по поверхности среды, используя стерильную петлю. Инкубировать при 36±1°C в течение 24-48 ч. Проанализировать рост и цвет колоний.

Интерпретация результата:

Streptococcus agalactiae представляет собой яркие сине-зеленые колонии с белым центром.
Enterococcus faecalis - колонии розовато-лилового цвета.

Микробиологический контроль:

Анализ продуктивности: 10-100 КОЕ/мл.

Анализ селективности: 10⁴-10⁵ КОЕ /мл.

Анализ специфичности: ≤ 10⁴ КОЕ /мл.

Условия инкубации: 18-24 ч при 36 ± 1°C.

Микроорганизм	Рост	Цвет
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 13813	Хороший	Зеленый
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Хороший	Белый
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Ингибируется	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 19433	Хороший	Розовато-лиловый
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Ингибируется	

Предупреждения и меры предосторожности

Продукт не может быть классифицирован как опасный в соответствии с действующим законодательством и не содержит вредных веществ в концентрациях $\geq 1\%$. Продукт предназначен для диагностики *in vitro* и должен использоваться только обученным персоналом.

Условия хранения:

Хранить при температуре 10-30°C в защищенном от света месте до истечения срока годности, указанного на этикетке, или до тех пор, пока не станут очевидными признаки порчи или загрязнения.

Внешний вид среды

Сыпучий однородный порошок бежевого цвета. Готовая среда светло-янтарная, слегка опалесцирует.

Утилизация отходов

Утилизация отходов должна осуществляться в соответствии с действующими национальными и местными правилами.