

Набор реагентов Enterosystem 18 R Reagent - биохимические реагенты для Enterosystem 18 R

ПУ № ФСЗ 2011/10509 от 19 июля 2021 года

Наименование	Арт.		Хранение
Набор реагентов Enterosystem 18 R Reagent - биохимические реагенты для Enterosystem 18 R	80252	100-200 тестов	2 - 8°C

Описание

Набор реагентов Enterosystem 18 R Reagent - биохимические реагенты для Enterosystem 18 R - набор, содержащий реагенты Альфа-Нафтол, NaOH 40%, реагент Ковача и вазелиновое масло, необходимые для использования с *Набором реагентов Enterosystem 18R* (арт. 71618) для идентификации грамотрицательных, оксидазоотрицательных, энтеробактерий.

Содержимое набора

- Альфа-Нафтола: 1 флакон х 10 мл.
- NaOH 40%: 1 флакон х 10 мл.
- Реагент Ковача: 1 флакон х 10 мл.
- Вазелиновое масло: 2 флакона х 40 мл.
- Инструкция.

Принцип метода

Альфа-нафтол и NaOH 40% используются для проведения теста Фогеса-Проскауэра в лунке 10-VP.

Реагент Ковача используется для проведения теста на индол в лунке 11-IND.

Вазелиновое масло используется для поддержания анаэробной среды в лунках 2-LDC, 3-ODC, 4-ADC, 7-UR и 8-H₂S.

Процедура теста и интерпретация результатов

Тест использовать совместно с *Набором реагентов Enterosystem 18R* (арт. 71618), согласно прилагаемый к нему Инструкции.

Контроль качества

Для каждого реагента проверить положительные и отрицательные результаты, используя подходящие микроорганизмы, согласно библиографическим ссылкам.

Меры предосторожности

Набор реагентов Enterosystem 18 R Reagent - биохимические реагенты для Enterosystem 18 R классифицируется как опасный в соответствии с действующим законодательством; при его использовании рекомендуется ознакомиться с Паспортом безопасности. Продукт предназначен только для диагностики *in vitro* и должен использоваться в лаборатории обученным персоналом с использованием утвержденных методов асептики и безопасности при обращении с патогенными агентами.

Хранение и транспортировка

Хранить при температуре 2–8°C в защищенном от света месте в оригинальной упаковке до истечения срока годности, указанного на этикетке. Исследования стабильности показали, что хранение или транспортировка при температуре 18–25°C в течение 4 дней или при температуре 35–39°C в течение 48 часов не изменяют характеристики продукта. Утилизировать набор, если очевидны признаки ухудшения качества или загрязнения набора.

Утилизация

После использования Реагентов Enterosystem 18R и материалов, контактировавших с образцами, необходимо обеззаразить и утилизировать их в соответствии с лабораторными процедурами обеззараживания и утилизации потенциально инфицированного материала.

Библиография

1. Murray, Baron, Pfaller, Tenorev and Tenover: Manual of Clinical Microbiology (1995).
2. Bailey and Scott's: Diagnostic Microbiology (1986).
3. Edwin H. Lennette: Manual of Clinical Microbiology (1995).