



Реагент Listeria System 18R

Реагенты для использования с системой Listeria System 18R

СОСТАВ НАБОРА

Продукт	Артикул	Упаковка
Реагент Listeria System 18R	80257	100-200 тестов

ОПИСАНИЕ

Реагент Listeria System 18R представляет собой набор, содержащий следующие реагенты: альфа-нафтол, NaOH 40%, перекись водорода, метиловый красный, сульфаниловую кислоту, альфа-нафтиламин, реагент Ковача и вазелиновое масло.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 флакон Альфа-Нафтола по 10 мл.
- 1 флакон 10 мл 40% NaOH.
- 1 флакон перекиси водорода объемом 5 мл.
- 1 флакон метилового красного по 10 мл.
- 1 флакон сульфаниловой кислоты емкостью 10 мл.
- 1 флакон альфа-нафтиламина объемом 10 мл.
- 1 флакон реагента Ковача объемом 13 мл.
- 1 x 16 мл вазелинового масла

ПРИНЦИП МЕТОДА

Альфа-нафтол и NaOH 40% используются для проведения теста Фогеса-Проскауэра в скважине 18-VP. Перекись водорода используется для проведения каталазного теста в лунке 6-CAT. Метиловый красный используется для проведения теста на метиловый красный в лунке 7-MR. Сульфаниловая кислота и альфа-нафтиламин используются для проведения нитратного теста в лунке 17-NIT. Реагент Ковача используется для проведения индольного теста в лунке 4-IND. Вазелиновое масло используется для поддержания достаточно анаэробной среды в лунках 2-UR и 3-H₂S.

РЕАГЕНТЫ

- Альфа-нафтол: 6% (мас./об.) альфа-нафтола, растворенного в этиловом спирте.
- NaOH 40%: 40% (мас./об.) гидроксида натрия в водном растворе.
- Перекись водорода: 7,5% (по объему) раствор перекиси водорода.
- Метиловый красный: 0,02% (мас./об.) метилового красного, растворенного в водном растворе, содержащем 60% этилового спирта.
- Сульфаниловая кислота: 0,8% сульфаниловой кислоты, растворенной в 5 н. уксусной кислоте.
- Альфа-нафтиламин: 0,5% альфа-нафтиламина растворяют в 5 н. уксусной кислоте.
- Реагент Ковача: 5% (мас./об.) п-диметиламинобензальдегида, растворенного в растворе 25% соляной кислоты и 75% изобутилового спирта.
- Вазелиновое масло.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

См. листок-вкладыш, прилагаемый к системе Listeria System 18R.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для каждого реагента проверьте положительные и отрицательные результаты, используя подходящие микроорганизмы, в соответствии с библиографическими ссылками.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Только для профессионального использования. Операторы должны быть обучены и иметь определенный опыт работы с лабораторными методами. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием этого продукта.

Обратитесь к паспорту безопасности (SDS) для получения информации об опасностях и методах безопасного обращения.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре 2-8°C в оригинальной упаковке. Держите вдали от источников тепла и избегайте резких перепадов температуры. Устранить без использования, если есть признаки порчи.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОГО МАТЕРИАЛА

После использования **Listeria System 18R** и материал, который контактировал с образцом, необходимо обеззаразить и утилизировать в соответствии с методами, используемыми в лаборатории для обеззараживания и удаления потенциально зараженного материала.