



Реагент A.F. Genital System

Реагенты для тестов на индол и оксидазу для использования с системой A.F. Genital System

СОСТАВ НАБОРА

Продукт	Артикул	Упаковка
Реагент A.F. Genital System	80258	100 тестов

ОПИСАНИЕ

Реагент AF Genital System— это набор, содержащий реагент Ковача, тест-полоску на оксидазу и вазелиновое масло, необходимый для надлежащего использования AF Genital System (*арт. 74156*), системы для обнаружения, подсчета и тестирования чувствительности патогенных урогенитальных микроорганизмов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x 10 мл флакон реагента Ковача.
- 2 x 50 полосок тест-полоски на оксидазу в пластиковых тубах.
- 2 флакона по 50 мл вазелинового масла.
- 1 пустая бутылка-капельница

ПРИНЦИП МЕТОДА

Реагент Ковача используется для проведения индольного теста в лунке 17-PRO.

Тест на оксидазу используют с жидкостью, взятой из лунки 22-НЭС, для подтверждения *Neisseria gonorrhoeae*.

Масло вазелиновое используется для поддержания достаточно анаэробной среды во всех лунках системы, кроме **6-TR/YE, 16-ESC, 17-PRO, 18-PSE, 20-STF, 21-STR, 22-NES и 23-STG**.

РЕАГЕНТЫ

- Реагент Ковача: 5% (вес/объем) п-диметиламинобензальдегида, растворенного в растворе 25% соляной кислоты и 75% изобутилового спирта.
- Тест-полоска на оксидазу: бумажные полоски, пропитанные 1% (вес/объем) водным раствором тетраметил-п-фениленадиамина дигидрохлорида, приготовленного со стабилизаторами.
- Вазелиновое масло.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

См. листок-вкладыш, прилагаемый к системе A.F. Genital System.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для каждого реагента проверьте положительные и отрицательные результаты, используя подходящие микроорганизмы, в соответствии с библиографическими ссылками.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Реагент AF Genital System классифицируется как опасный в соответствии с действующим законодательством; при его использовании рекомендуется ознакомиться с Паспортом безопасности. Продукт предназначен только для диагностики *in vitro* и должен использоваться в лаборатории должным образом обученным персоналом с использованием утвержденных методов асептики и безопасности при работе с патогенными агентами.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре 2-8°C в оригинальной упаковке. Держите вдали от источников тепла и избегайте резких перепадов температуры. Устранить без использования, если есть признаки порчи.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОГО МАТЕРИАЛА

После использования **A.F. Genital System** и материал, который контактировал с образцом, необходимо обеззаразить и утилизировать в соответствии с методами, используемыми в лаборатории для обеззараживания и удаления потенциально зараженного материала.