

Агароза LM

Agarose LM

Кат. №8050

Фасовка 500 г.

Хранить 2-25°C

Используется в гелях и для формирования вспомогательных структур

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Область применения: Молекулярная биология / ПЦР и электрофорез / клонирование / протеомика / секвенирование нового поколения

ПРИМЕНЕНИЕ

Агароза LM легкоплавкая (Low Melting) дериватизируется органическим синтезом, который генерирует метоксилированные группы из основной структуры агарозы. Основными свойствами этих агароз являются их низкие температуры плавления и гелеобразования по сравнению со стандартными агарозами.

Низкая температура плавления позволяет восстанавливать неповрежденные нуклеиновые кислоты при температуре ниже температуры денатурации. Низкая температура гелеобразования гарантирует, что агароза будет находиться в жидком состоянии в температурном интервале, в котором можно проводить манипуляции с In-Gel без предварительного выделения ДНК из среза геля.

Наиболее важные преимущества:

- Более низкая прочность геля, чем у стандартных агароз. Тем не менее, гели можно легко обрабатывать.
- Более высокая прозрачность (прозрачность геля), чем у гелей стандартных агароз.
- Отличная способность просеивания.

Агароза LM классифицируется по трем категориям, в зависимости от степени дериватизации. Температура гелеобразования / плавления и прочность геля являются наиболее важными отличиями.

Агароза LM используется для электрофореза фрагментов ДНК < 1000 п.н., ферментативной обработки в геле (расщепление, лигирование, ПЦР), препаративного электрофореза, анализа и выделения больших фрагментов ДНК для дальнейшего использования.

Эта молекулярная агароза для скрининга имеет большую гелевую сеть, чем MS-8, и рекомендуется для разделения фрагментов ДНК размером менее 1500 п.н.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Описание	Спецификация
Зольность	<0,4%
Сульфаты	<0,12%
Прозрачность 1,5% (NTU)	<4
Прочность геля 1,5% (г/см ²)	>500
Температура гелеобразования 1,5% (°C)	24-28
Температура плавления 1,5% (°C)	<65,5
ДНКазная / РНКазная активность	Не наблюдается
ЕЕО	<0,12%
Влажность	<10%

Фон геля	Очень низкий
Цвет	Белый
Внешний вид	Тонкодисперсный однородный порошок
Расщепление ДНК = 1000 п.н.	Полное расщепление