

Агароза NovaGel GQT

Agarose NovaGel GQT

Кат. №8093
 Фасовка 500 г.
 Хранить 2-25°C

Агароза с высокой разрешающей способностью

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Область применения: Молекулярная биология / ПЦР и электрофорез / Клонирование / Протеомика / Секвенирование нового поколения

ПРИМЕНЕНИЕ

Агароза NovaGel — это новый сертифицированный сорт Агарозы GQT с низкой температурой гелеобразования / плавления. Эта агароза с высокой разрешающей способностью точно разделяет фрагменты нуклеиновой кислоты размером от 50 до 1000 п.н., особенно продукты ПЦР.

Благодаря низким температурам гелеобразования / плавления, NovaGel GQT совместим с приложениями In-gel (ферментативная обработка нуклеиновых кислот непосредственно в повторно расплавленной агарозе), поэтому нет необходимости извлекать ДНК из агарозных гелей.

Низкая вязкость Агарозы NovaGel GQT позволяет легко готовить гели с высокими концентрациями, даже 6%. При более низкой концентрации (<2%) гели хрупкие и с ними трудно обращаться, поэтому при работе следует соблюдать особую осторожность. Оптимальный диапазон концентраций для удобства использования составляет 3-6%.

Агароза НоваГель используется при:

- Аналитическом и препаративном гель-электрофорезе малых фрагментов ДНК.
- Аппликации In-Gel.
- Анализе и восстановлении мелких фрагментов ДНК для дальнейшего использования.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Описание	Спецификация
Зольность	<0,45%
Сульфаты	<0,12%
Прочность геля 4% (г/см ²)	>600
Температура гелеобразования 4% (°C)	<35
Температура плавления 4% (°C)	<65
ДНКазная / РНКазная активность	Не наблюдается
ЕЕО	<0,13%
Влажность	<7%
Фон геля	Очень низкий
Цвет	Белый
Внешний вид	Тонкодисперсный однородный порошок
Разделение ДНК = 1000 п.н.	Полное разделение
Прозрачность геля 4%	<6