

Добавка для дерматофитов

Селективная добавка для приготовления

Агара для дерматофитов (D.T.M.) для выделения дерматофитов

от 11 ноября 2013 года № РЗН 2013/994

Артикул	Наименование	Фасовка
81025	Добавка для дерматофитов	10 фл.

Состав:

	На флакон	На 1 литр среды
Хлортетрациклин	50,0 мг	100,0 мг

Описание

Добавка для дерматофитов – это лиофилизированная селективная добавка, содержащая хлортетрациклин, для использования в качестве добавки к питательной среде.

Состав набора

Каждый набор включает в себя:

- 10 флаконов лиофилизированной *Добавки для дерматофитов*.
- Инструкция.

Приготовление

1. Асептически развести содержимое одного флакона *Добавки для дерматофитов* в 5 мл стерильной дистиллированной воды.
2. Размешать до полного растворения и добавить к 500 мл *Агара для дерматофитов* (арт. 610160 или 620160), стерилизованной автоклавированием и охлажденной до 45-50°C.
3. Тщательно перемешать и распределить по чашкам Петри.

Процедура теста

См. инструкцию для *Агара для дерматофитов* (арт. 610160 или 620160).

Контроль качества

1. Внешний вид: лиофилизированная добавка желтого цвета.
2. Микробиологический контроль: подготовить чашки, используя в качестве базы *Агар для дерматофитов* (арт. 610160 или 620160) с добавлением 1 флакона *Добавки для дерматофитов* (1 флакон на 500 мл среды). Чашки инокулируют штаммами, указанными в таблице ниже. Инкубирование: 22-30°C в течение 7-14 дней.

Микроорганизм	Рост
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Ингибируется
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Ингибируется
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Хороший

Меры предосторожности

Добавка для **дерматофитов** содержит опасные вещества в соответствии с директивами 1999/45/СЕ и 2001/60/СЕ. Предназначена только для *in vitro* диагностики, для использования в профессиональной среде и должна использоваться в лаборатории надлежащим образом обученным персоналом с использованием утвержденных методов асептики и безопасности при работе с патогенными агентами.

Хранение

Хранить при температуре 2-8°C в оригинальной упаковке. Хранить вдали от источников тепла и избегать чрезмерных изменений температуры. Использовать до истечения срока годности, указанного на этикетке. Утилизировать без использования, если есть признаки ухудшения. После разведения продукт может храниться в течение максимум 30 дней при температуре -20°C в защищенном от света месте.

Использованная литература

1. Allen, A.M., R.A. Drewry, and R.E. Weaver. (1970). Arch. Derm. 102: 68-70.
2. Taplin, D., N. Zaias, G. Rebbell, and H. Blank. (1969). Arch. Derm. 99: 1969.