

Субстрат LISTERIA-mono

Ферментативный тест в пробирке для идентификации *Listeria monocytogenes*

РУ № РЗН 2013/994 от 11 ноября 2013 года

Артикул	Наименование	Фасовка
88010	Тест LISTERIA - mono	20 шт

Описание

Все виды *Listeria*, за исключением *Listeria monocytogenes*, продуцируют фермент аминоксипептидазу, который гидролизует субстрат аминоксипептида-β-нафтиламид (ABN).

Испытание проводится путем помещения бумажного диска, пропитанного субстратом ABN с бактериальной суспензией видов *Listeria*, и инкубирования при 36 ± 1 ° C в течение 4 часов.

Фермент аминоксипептидаза приобретает желтый цвет после добавления 2 капель Реагента LISTERIA - mono.

Содержимое набора

Каждый набор содержит:

- 20 пробирок Теста LISTERIA - mono
- 20 дисков ABN
- 1 бутылку Реагента LISTERIA - mono
- 1 инструкцию

Процедура теста

1. Возьмите одну пробирку из набора и добавьте 0,2 мл (2 капли) стерильного физиологического раствора.
2. С помощью стерильной петли поместите внутри пробирки колонию, хорошо изолированную от селективной среды для *Listeria*.
3. Закройте пробирку и инкубируйте в термостате при 36 ± 1 ° C в течение 12-18-24 часов.
4. По истечении этого времени введите в пробирку один диск ABN и инкубируйте при 36 ± 1 ° C в течение 4 часов.
5. Добавьте 2 капли Реагента LISTERIA-mono и проверьте наличие или отсутствие желтой окраски.

Интерпретация результатов

Наличие желтого осадка свидетельствует о положительном результате: наличие непатогенных видов листерий.

Отсутствие желтой окраски указывает на отрицательный результат: наличие *Listeria monocytogenes*.

Контроль качества

Каждую партию Тестов LISTERIA - моно подвергают тесту на идентификацию *Listeria monocytogenes* с использованием бактериальных штаммов *Listeria monocytogenes* ATCC 35152 для положительного контроля и *Listeria innocua* ATCC 33090 для отрицательного контроля.

Меры предосторожности

Продукт классифицируется как опасный в соответствии с действующим законодательством; см. паспорт безопасности для правильного использования. Тест LISTERIA - моно - одноразовое устройство, предназначенное только для диагностики *in vitro*. Он должен использоваться в лаборатории должным образом обученным персоналом с использованием утвержденных методов асептики и безопасности при работе с патогенными агентами.

Хранение

Хранить при 2-8 ° C в оригинальной упаковке. Хранить вдали от источников тепла и избегать резких перепадов температуры. В таких условиях Тест на LISTERIA - моно будет действовать до истечения срока годности, указанного на этикетке. Не используйте после этой даты. Устраните без использования, если есть признаки ухудшения.