

Индикатор биологический для контроля процесса стерилизации сухим жаром (D.H.S.C.T.)

Кат. № 9100200

Хранить при комнатной температуре

Цветовой тест на стерильность для валидации и контроля стерилизации сухим жаром

Только для *in Vitro* диагностики

НАЗНАЧЕНИЕ

Биологический индикатор для валидации и текущего контроля процесса стерилизации сухим жаром при 170-180 °C

ПРИНЦИП МЕТОДА

Индикатор биологический для мониторинга стерилизации паровых стерилизаторов (M.H.S.C.T.) представляет собой бумажный диск, содержащий высушенные споры *Bacillus atrophaeus* ATCC 9372 (*Bacillus subtilis* var. *Niger*) и питательную среду с индикатором pH. Данный штамм не является патогенным и не продуцирует токсины.

Термостойкость спор во флаконе позволяет им выживать после обработки сухим жаром в течение 10-20 минут при 170-180 °C. Погибают споры *Bacillus atrophaeus* ATCC 9372 после воздействия в течение более длительного периода времени и при более высоких температурах.

МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ

Для контроля процесса стерилизации сухим жаром поместите один или несколько флаконов с бумажными дисками в автоклав в точки, где условия стерилизации являются более рискованными (недостаточно или неравномерно поступает тепло).

Количество используемых флаконов с бумажными дисками зависит от целесообразности и требуемой степени надежности. Рекомендуется использовать 1-2 флакона на стерилизатор для лабораторного использования и не менее 4-5 флаконов на стерилизатор для промышленного использования.

Примечание: флаконы со средой, входящие в комплект, не должны помещаться в стерилизатор!

1. После процесса стерилизации извлеките флакон с диском.
2. Во флакон с диском, который был извлечен из стерилизатора с помощью стерильного шприца в асептических условиях внести питательную среду, содержащуюся во флаконе со средой, которая не должна подвергаться нагреванию.
3. Инкубируйте с диском во флаконе со средой при 35 °C в течение 48 часов.
4. В качестве контроля используйте диск, не подвергавшийся нагреванию (автоклавированию). Во флакон с контрольным диском добавить питательную среду из флакона со средой, не подвергавшейся нагреванию. Перед добавлением среды в флакон с диском проверьте цвет, который должен быть розовым.

СОСТАВ:

Флакон с диском: бумажный диск, содержащий *Bacillus atrophaeus* ATCC 9372, ATCC 9372 в стандартизированном количестве.

Флакон со средой: жидкая питательная среда розового цвета, содержащая индикатор pH.

УПАКОВКА:

Флаконы со средой -10 штук по 1 мл

Флакон с диском - 10 штук

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Изменение исходного розового цвета среды на бледно-желтый и наличие мутности во флаконе с диском после инкубирования при 35 °С в течение 48 часов следует интерпретировать как нарушение процесса стерилизации.

Сохранение исходного розового цвета среды и отсутствие роста бактерий следует интерпретировать как правильный процесс стерилизации.

В контрольном флаконе с бумажным диском, который не подвергался стерилизации, среда должна стать мутной и изменить цвет с розового на желтый.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во избежание рассеивания спор в окружающей среде флаконы D.H.S.C.T., показывающие рост бактерий и / или изменение цвета среды, перед утилизацией должны быть простерилизованы (согласно UNI EN ISO 11138-1 и UNI EN ISO 11138-4).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Индикатор биологический для мониторинга стерилизации паровых стерилизаторов (M.H.S.C.T.) следует хранить при комнатной температуре.