

Руководство по эксплуатации Диспенсер

ФУНКЦИИ

Главной особенностью нового диспенсера Bioanalyse 6-8 является запирающее устройство, которое установлено на его теле. Поскольку устройство предотвращает абразив слотов при размещении картриджи и удалять их из Диспенсера, он обеспечивает длительное использование. Еще одна отличительная особенность заключается в том, что для облегчения наших клиентов; Исходящие и головная часть Диспенсера была окрашена в фиолетовый цвет для Gr (+) бактерии, и розовые, для бактерий Gr (-). Таким образом, группу картриджей, помещенных в Диспенсер, можно легко узнавать издалека.



ОЧИСТКА

Перед очисткой Диспенсера удалите все картриджи.

Диспенсер, особенно его подразделение, должен периодически очищаться с помощью пропитанного антисептическим раствором мазка [этанол (70%), хлоргексидин (2-4%), гексахлорфен (3%), раствор гипохлорита натрия (2%)]

Фенольные соединения или концентрированные растворы не удобны для очистки

ХРАНЕНИЕ

Диспенсер Bioanalyse предназначен для хранения в холодильнике.

Для работы Дозатор должен быть доведен до комнатной температуры после снятия Диспенсера с холодильника.

Кроме этого, Диспенсер и его содержимое должны храниться в контейнере при температуре диапазон между 0 и 8 ° C.

Операционные шаги 6-8 цилиндров Диспенсер

1

Начало работы с Диспенсером; прежде всего, поверните запирающее устройство вправо, затем поместите картриджи в отверстия таким образом, чтобы выступы на картриджах совпали с зазорами в корпусах картриджей.

2

После размещения 6-8 картриджей в Диспенсер; на этот раз поверните блокирующее устройство справа налево и расположите металлические ветви на верхней части картриджей. Таким образом, картриджи фиксируются устройством, и Диспенсер становится готовым к использованию.

3

Для использования с чашками Петри 90 и 100 мм имеются кольца диаметром 90 и 100 мм, которые будут установлен под диспенсером. При прикреплении колец к Диспенсеру убедитесь, что регулировка высоты диспенсера находится на линии 2 мм. Дополнительно, в зависимости от толщины среды, используя 3 или 4 мм линии, также может быть достигнута надлежащая адгезия дисков.

4

Поместить диски в чашки Петри; сначала удерживайте корпус Диспенсера левой рукой, стабилизируйте устройство и ладонью правой руки, толкайте плунжер вниз, прилагая регулярную силу (ни слишком высокую, ни слишком низкую).

5

Если плунжер не нажимается до конца, тогда диски могут выдавливаться в Диспенсер. Эта ситуация может привести к блокировке плунжера диспенсера. В случае сжатия диска и / или проблемы с отбрасыванием диска; поверните запирающее устройство вправо и опустошите картриджи руками. Или Диспенсер можно перевернуть вверх дном, и картриджи будут удалены легко, сразу.

6

После удаления всех картриджей из Диспенсера нажмите на поршень вниз много раз до тех пор, пока диски не будут полностью извлечены из диспенсера. Когда процесс восстановления завершен, снова поместите картриджи в Диспенсер, следуя инструкциям 1 и 2.

7

Диспенсоры фирмы Bioanalyse адаптированы для работы с дисками фирмы Bioanalyse. Фирма-изготовитель Bioanalyse не рекомендует использовать диски других производителей для работы с диспенсорами фирмы Bioanalyse. При использовании дисков другого производства с диспенсорами фирмы Bioanalyse, изготовитель не гарантирует качество полученных результатов.

Операционные шаги 6-8 цилиндров Диспенсер :

