



IVD

V+K DISK



Kat. č.: MLT00087

Pro mikrobiologii

Diagnostické disky V+K DISK jsou určeny k selektivní izolaci *Neisseria meningitidis* při kultivační diagnostice *Neisseria meningitidis*.

Princip:

V místě difúze antibiotik (vankomycin+kolistin) z disku se vytvoří zóna částečně selektivního média inhibujícího růst průvodní mikroflóry.

Balení obsahuje:

- 100 diagnostických disků pro 100 stanovení
- pracovní návod

Erba Lachema s.r.o. dále dodává:

- NEISSERIAtest, kat. č. MLT00011 – pro 36 stanovení
- Suspenzní médium pro NEISSERIAtest, kat. MLT00025 – pro 18 stanovení
- ONPtest, kat. č. MLT00038 – pro 50 stanovení
- OXitest, kat. č. MLT00039 – pro 50 stanovení

Skladování, expirace:

Disky V+K DISK se uchovávají v temnu při teplotě (+2 až +8) °C. Exspirace je vyznačena na každém balení.

Potřeby pro práci s diskem V+K DISK:

- Soupravy a přípravky dodávané od Erba Lachema s.r.o.
- Petriho misky s krevním agarem
- Běžné laboratorní vybavení (očkovací klíčky, sterilní pinzeta, zkumavky, kahan)

Pracovní postup:

- Výtěr z krku nebo jiný klinický materiál klíčkou hustě a rovnoměrně naočkujte na krevní agar.
- Na povrch agarů v místě hustého nátěru sterilně přiložte V+K DISK.
- Inkubujte v atmosféře (5–10) % CO₂ při teplotě 37 °C po dobu (18–24) h.

Poznámka:

Vhodnou kombinací diagnostických disků (V+K DISK, BACITRACIN 10 UI, OPTOCHIN) lze v výtěru z horních cest dýchacích diagnostikovat většinu významných patogenů z jediného materiálu.

Hodnocení:

V zóně difúze antibiotik rostou *Neisseria meningitidis*, *Neisseria lactamica* a kvasinky. Jejich vzájemné odlišení: *kvasinky* – přímým mikroskopickým průkazem v nátěru barveným dle Grama
Neisseria lactamica – pomocí ONPtestu, pozitivní výsledek do 1 h
Neisseria meningitidis – identifikace pomocí NEISSERIAtestu, výsledek do 4 h – možnost serologického dourčení kmene tentýž den

Upozornění:

- Souprava je určena pouze k profesionálnímu použití.
- Po použití vložte disky do nádoby pro infekční materiál a autoklávujte nebo zničte spálením.

Kontrola kvality testů:

Kontrolu kvality diagnostických disků V+K DISK je možno provést s kontrolními kmeny:

Kmen	Růst v zóně difúze antibiotik
<i>Neisseria meningitidis</i> CCM 4634	růst
<i>Streptococcus pneumoniae</i> CCM 4501	zábrana růstu > 20 mm

Tyto kmeny dodává

CCM – Česká sbírka mikroorganismů, Masarykova univerzita, přírodovědecká fakulta, Kamenice 5, budova A25, 625 00 Brno, Tel: 549 491 430, Fax: 549 498 289
http://www.sci.muni.cz/ccm, e-mail: ccm@sci.muni.cz

Kmeny jsou dodávány v lyofilizovaném stavu nebo na želatinových discích.

Datum revize: 13.2. 2017



Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ
e-mail: diagnostics@erbamannheim.com, www.erbalachema.com



IVD

V+K DISK



Kat. č.: MLT00087

Pre mikrobiológiu

Diagnostické disky V+K DISK sú určené na selektívnu izoláciu *Neisseria meningitidis*.

Princip:

V mieste difúzie antibiotík (vankomycín+kolistín) z diskov sa vytvára zóna čiastočne selektívneho média inhibujúceho rast sprievodnej flóry.

Balenie obsahuje:

- 100 diagnostických diskov pre 100 stanovení
- pracovný návod

Erba Lachema s.r.o. ďalej dodáva:

- NEISSERIAtest, Kat. č. MLT00011 – pre 36 stanovení
- Suspenzní médium pro NEISSERIAtest, Kat. č. MLT00025 – pro 18 stanovení
- ONPtest, Kat. č. MLT00038 – pro 50 stanovení
- OXitest, Kat. č. MLT00039 – pro 50 stanovení

Skladovanie, expirácia:

Disky V+K DISK sa skladujú v tme pri teplote (+2 až +8) °C. Expirácia je vyznačená na každom balení.

Potreby pre prácu s diskom V+K DISK:

- súpravy a materiál dodávané od Erba Lachema s.r.o.
- krvný agar
- bežné laboratórne vybavenie (očkovacie klúčky, sterilná pinzeta, kahan)

Pracovný postup:

- Výtěr z krku alebo iný klinický materiál klúčkou husto a rovnomerne naočkujte na krvný agar
- Sterilne priložte disk V+K DISK na povrch média
- Inkubujte (18–24) h v atmosfére (5–10) % CO₂ pri teplote 37 °C.

Poznámka:

Vhodnou kombináciou diagnostických diskov (V+K DISK, BACITRACIN 10 UI, OPTOCHIN) je možné u výtěru z horních cest dýchacích diagnostikovať väčšinu významných patogénov z jediného materiálu.

Hodnotenie:

V zóne difúzie antibiotík rastú *Neisseria meningitidis*, *Neisseria lactamica* a kvasinky. Ich vzájomné odlišenie: *kvasinky* – mikroskopickým vyšetrením preparátu farbeného podľa Grama
Neisseria lactamica – pomocou ONPtestu – pozitívny výsledek do 1 h
Neisseria meningitidis – identifikácia pomocou NEISSERIAtestu, výsledek do 4 h – možnost serotypizácie kmeňa ten istý deň

Upozornenie:

- Súprava je určená iba na profesionálne použitie.
- Po použití vložte disky do nádoby na infekčný materiál a autoklávujte alebo zničte spálením.

Kontrola kvality testov:

Kvalitu diagnostických diskov V+K DISK je možné overiť s kontrolnými kmeňmi:

Kmeň	Rast v zóne difúzie antibiotik
<i>Neisseria meningitidis</i> CCM 4634	rast
<i>Streptococcus pneumoniae</i> CCM 4501	inhibícia rastu > 20 mm

Tieto kmeny dodáva

CCM – Česká sbírka mikroorganismů, Masarykova univerzita, přírodovědecká fakulta, Kamenice 5, budova A25, 625 00 Brno, Tel: 549 491 430, Fax: 549 498 289
http://www.sci.muni.cz/ccm, e-mail: ccm@sci.muni.cz

Kmeny sú dodávané v lyofilizovanom stave alebo na želatinových discích.

Datum revízie: 13.2. 2017



Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ
e-mail: diagnostics@erbamannheim.com, www.erbalachema.com



IVD

V+K DISK



Cat. No.: MLT00087

For microbiology

Diagnostic discs V+K DISK are intended for the selective isolation of *Neisseria meningitidis*.**Principle:**

In the place of diffusion of antibiotics (vancomycin+colistin) from disc the zone of partially selective medium is created, thus inhibiting the growth of accompanying flora.

A package of V+K DISK contains:

- 100 diagnostic discs for 100 determinations
- working leaflet

Supplementary material available from Erba Lachema s.r.o.:

- NEISSERIAtest, Cat. No. MLT00011 – for 36 determinations
- Suspension medium for NEISSERIAtest, Cat. No. MLT00025 – for 18 determinations
- ONPtest, Cat. No. MLT00038 – for 50 determinations
- OXitest, Cat. No. MLT00039 – for 50 determinations

Storage, expiration:

Discs V+K DISK should be stored in dark in a refrigerator at (+2 to +8)°C until the expire date indicated on the package.

Required material:

- Kits and material supplied by Erba Lachema s.r.o.
- Blood agar plates
- common laboratory equipment (loops, sterile forceps, tubes, burner)

Recommended procedure:

- Streak blood agar plate heavily with nasopharyngeal swab or with other clinical material.
- Aseptically place disc V+K DISK on the surface of the medium
- Incubate in an atmosphere containing (5–10)% CO₂ at 37°C for (18–24) h.

Note:

Suitable combination of diagnostic disks (V+K DISK, BACITRACIN 10 UI, OPTOCHIN) may provide the determination of majority of important pathogens from upper respiratory tract in a single sample.

Evaluation:In the zone of diffusion of antibiotics grow *Neisseria meningitidis*, *Neisseria lactamica* and yeasts. Their differentiation:

- yeasts – by means of direct microscopic examination in Gram-stained smear
- *Neisseria lactamica* – by means of ONPtest – positive result up to 1 h
- *Neisseria meningitidis* – identification by means of NEISSERIAtest, result up to 4 h – possibility of serotyping of the strain at the same day

Caution:

- For professional use only.
- After use all discs must be autoclaved or incinerated.

Standard control strains:

Quality control of diagnostic discs V+K DISK may be provided with standard control strains:

Strain	Growth in the zone of antibiotics
<i>Neisseria meningitidis</i> CCM 4634	growth
<i>Streptococcus pneumoniae</i> CCM 4501	inhibition of the growth > 20 mm

These strains are distributed by:

CCM – Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University, Faculty of Science, Kamenice 5, building A25, 625 00 Brno, CZ

Tel. +420 549 491 430, Fax +420 549 498 289, <http://www.sci.muni.cz/cem>, e-mail: ccm@sci.muni.cz

Strains are supplied in freeze-dried form or on gelatin discs.

Date of revision: 13.2. 2017



Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ

e-mail: diagnostics@erbamannheim.com, www.erbalachema.com

IVD

V+K ДИСК



Ном. н.: MLT00087

Для микробиологии

Диагностические диски V+K рекомендуются для селективной изоляции *Neisseria meningitidis*.**Принцип метода:**

В зоне диффузии антибиотиков (ванкомицин + колистин) из диска образуется участок частично селективной среды, на котором ингибируется рост сопутствующей флоры.

Упаковка V+K DISK содержит:

- 100 диагностических дисков для 100 определений
- инструкцию для пользователя

Дополнительные материалы, которые можно получить на Erba Lachema s.r.o.:

- НЕЙССЕРИЯтест, Ном. н.: MLT00011 для 36 определений
- Суспензионная среда для НЕЙССЕРИЯтест, Ном. н.: MLT00025 для 18 определений
- ОНП-тест, Ном. н.: MLT00038 – для 50 определений
- ОКСИ-тест, Ном. н.: MLT00039 – для 50 определений

Условия и сроки хранения:

V+K диски должны храниться в темном месте в холодильнике (с +2 до +8) °C, срок годности указан на упаковке.

Материалы:

- Тест-системы и материалы, поставляемые от Erba Lachema s.r.o.
- Чашки с кровяным агаром
- Традиционное лабораторное оборудование (петли, стерильные пробирки, пинцеты, горелка)

Методика:

- Сделайте на чашке с кровяным агаре штриховой посев мазка из носоглотки назофарингеальным тампоном или другого клинического материала общепринятым способом.
- Асептически положите диск V+K на поверхность питательной среды.
- Инкубируйте при 37 °C в течение (18–24) часов в термостате с содержанием (5–10)% CO₂

Внимание:

Возможна комбинация диагностических дисков V+K, Бацитрацин 10 ЕД, Оптохину, позволяющая определить большинство патогенных микроорганизмов из верхних дыхательных путей при первичном посеве.

Учет результатов:В зоне диффузии антибиотиков растут *Neisseria meningitidis*, *Neisseria lactamica* и грибы. Их дифференциация:

- грибы – микроскопическое исследование с окраской по Граму.
- *Neisseria lactamica* – постановка теста ОНП – положительная реакция в течение 1 часа
- *Neisseria meningitidis* – идентификация с помощью НЕЙССЕРИЯтест через 4 часа и возможность серотипирования штамма в тот же день.

Предупреждение:

Набор предназначен только для квалифицированного использования в микробиологической лаборатории.

- После употребления диски обеззараживаются в дезинфицирующем растворе либо автоклавированы.

ССМ – Чешская коллекция микроорганизмов

ГИСК, Государственный НИИ стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им.

Л. А. Тарасевича, г. Москва, телефон 8 (499) 241-31-19

Дата проведения контроля: 13.2. 2017



Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ

e-mail: diagnostics@erbamannheim.com, www.erbalachema.com



IVD

V+K DISK



Nr kat.: MLT00087

Do celów mikrobiologicznych

Krażki diagnostyczne V+K DISK przeznaczone są do wybiórczej izolacji Neisseria meningitidis w diagnostyce Neisseria meningitidis

Zasada testu:

W miejscu dyfuzji antybiotyków (vankomycyna + kolistyna) z krążka wytworzy się strefa częściowo wybiórczego medium, które hamuje wzrost pierwotnej mikroflory.

Opakowanie zawiera:

- 100 krążków diagnostycznych (do 100 oznaczeń)
- instrukcję obsługi

Erba Lachema s.r.o. następnie dostarcza:

- NEISSERIAtest, nr kat. MLT00011 – 36 oznaczeń/10p.
- Nośnik zawiesziny do NEISSERIAtest, nr kat. MLT00025 – 18 oznaczeń/10p.
- ONPtest, nr kat. MLT00038 – 50 oznaczeń/10p.
- OXItest, nr kat. MLT00039 – 50 oznaczeń/10p.

Przechowywanie, termin ważności:

Krażki V+K DISK należy przechowywać w ciemnym miejscu, w temperaturze od +2 do +8 °C. Termin ważności podany jest na każdym opakowaniu.

Materiały niezbędne do pracy z V+K DISK:

- Zestaw i preparaty dostarczane przez Erba Lachema s.r.o.
- Płytki Petriego z agarom krwawym
- Podstawowe wyposażenie laboratoryjne (czy, sterylne pęsety, probówki, palnik)

Wykonanie oznaczenia:

- Wymaz z gardła lub inny materiał kliniczny należy gęsto i równomiernie posłać na agar z krwią.
- Na powierzchnię agaru, w miejscu gęstej powłoki, w sposób sterylny przyłożyć V+K DISK.
- Inkubować w atmosferze (5–10%) CO₂ w temperaturze 37 °C, przez okres (18–24) godzin.

Uwaga:

Za pomocą odpowiedniej kombinacji krążków diagnostycznych (V+K DISK, BACITRACIN 10 UI, OPTOCHIN) można w przypadku wymazu z górnych dróg oddechowych, rozpoznać większość poważnych infekcji z jednego wymazu.

Odczyt:

W strefie dyfuzji antybiotyków rosną Neisseria meningitidis, Neisseria lactamica i drożdże.

Ich wzajemne odróżnienie:

- Drożdże – bezpośrednim badaniem mikroskopowym w preparacie barwionym wg Gramma
- Neisseria lactamica – przy pomocy ONPtestu, wynik dodatni do 1 godziny
- Neisseria meningitidis – identyfikacja przy pomocy NEISSERIAtestu, wst. wynik już po 4 godzinach – możliwość dodatkowego oznaczenia serologicznego szczepu w ten sam dzień.

Uwaga:

- Zestaw przeznaczony jest do profesjonalnego zastosowania.
- Po zużyciu włożyć krążki do pojemnika z materiałem zakaźnym i następnie autoklawować lub spalić.

Kontrola jakości testów:

Kontrolę jakości krążków diagnostycznych V + K DISC można przeprowadzić za pomocą szczepów kontrolnych:

Szczep	Wzrost w strefie dyfuzji antybiotyków
Neisseria meningitidis CCM 4634	rośnie
Streptococcus pneumoniae CCM 4501	zahamowanie wzrostu > 20 mm

Szczepy dostarczane są przez:

CCM – Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University, Faculty of Science,
Kamenice 5, building A25, 625 00 Brno, CZ
Tel. +420 549 491 430, Fax +420 549 498 289, <http://www.sci.muni.cz/ccm>, e-mail: ccm@sci.muni.cz

Producent: Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 BRNO, REPUBLIKA CZEŠKA**Przedstawicielstwo w Polsce:** ERBA POLSKA Sp. z o.o., ul. ŚW. FILIPA 23/4, KRAKÓW, 31-150, Polska, tel. kom. +48 510 251 115, e-mail: d.trvdn@erbamannheim.com, diagnostics@erbamannheim.com, www.erbalachema.com

Data rewizji: 13.2. 2017



Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ
e-mail: diagnostics@erbamannheim.com, www.erbalachema.com

USED SYMBOLS /
POUŽITÉ SYMBOLY /
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ /
STOSOWANE SYMBOLE

REF Catalogue Number
Katalogové číslo
Katalógové číslo
Номер каталога
Numer produktu

LOT Lot Number
Číslo šarže
Номер партии
Numer partii

Expiry Date
Datum expirace
Datum expirácie
Срок годности
Data ważności

Manufacturer
Výrobce
Výrobca
Производитель
Wytwórca

CE CE Mark -
Device comply with
the Directive 98/79/EC
CE značka-vyhovuje smernici
98/79/EC
CE značka - vyhovuje smernici
98/79/EC
Знак CE - соответствие
Директиве 98/79/EC
Urządzenie zgodne
z Dyrektywą 98/79/EC

IVD In Vitro Diagnostics
In vitro Diagnostikum
Ин витро диагностика
Diagnostyki in vitro

See Instruction for Use
Čítajte návod k použitiu
Čítajte návod k použití
Перед использованием
внимательно изучайте инструкцию
Прочитайте инструкцию

Storage Temperature
Teplota skladování
Teplota skladovania
Температура хранения
Temperatura przechowywania

Национальний знак
соответствия для України