

Агар для клостридий усиленный

Кат. № 1087
Reinforced Clostridial Agar

Фасовка 500 г.

Хранить при температуре 2-25°C

 Среда для культивирования и подсчета *клостридий* и других анаэробных микроорганизмов

ФОРМУЛА В ГРАММАХ НА ЛИТР

Бактериологический агар	12,5	Мясной экстракт	10,0
L-цистеина гидрохлорид	0,5	Декстроза	5,0
Пептон	10,0	Ацетат натрия	3,0
Хлорид натрия	5,0	Растворимый крахмал	1,0
Дрожжевой экстракт	3,0		

 Конечная величина pH $6,8 \pm 0,2$ при 25°C

Типичная формула г/л * При необходимости корректируется и/или дополняется для соответствия критериям эффективности.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Неселективный подсчет - анаэробы

Обнаружение – клостридии

Область применения: Медицина, пищевая промышленность



ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Развести 50 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Хорошо перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в емкости и стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45–50°C и при необходимости добавить 0,02 г/л Полимиксина В в виде стерильного отфильтрованного раствора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Агар для клостридий усиленный рекомендуется для культивирования и подсчета анаэробов (в частности клостридий) и других микроорганизмов из пищевых продуктов и клинических проб.

Эта среда, созданная Хиршем и Гринстедом (Hirsch and Grinstead), превосходит другие среды в поддержании роста и получении большого количества клеток клостридий. При инкубации в анаэробных условиях на этой среде растут различные анаэробы и другие бактерии. Как показали Барнс (Barnes) и Ингрэм (Ingram), она может использоваться при изучении *Clostridium perfringens* для развития вегетативных клеток.

Пептон, мясной и дрожжевой экстракты являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Дрожжевой экстракт является источником витаминов, особенно группы В. Декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии; хлорид натрия поддерживает осмотический баланс. Крахмал выступает в качестве фактора роста, функционируя как коллоидный протектор и нейтрализуя токсичные продукты метаболизма. L-цистеина гидрохлорид – восстанавливающий агент; ацетат натрия – буфер. Бактериологический агар является отвердителем.

Поскольку это неселективная среда обогащения, она позволяет расти различным анаэробным микроорганизмам и факультативным бактериям при условии инкубации в анаэробных условиях.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Без осадка
Внешний вид	Тонкодисперсный порошок
Цвет сухой среды	Кремовый
Цвет готовой среды	Светло-янтарный, слегка опалесцирует
Конечный pH (при 25°C)	7,4 $\pm$ 0,2

ПРИМЕНЕНИЕ

Метод глубинного посева:

- Поместить 1 мл исходной суспензии и/или разведения образца в пустую чашку Петри.
- Добавить 12-15 мл агара, предварительно охлажденного до 44-47°C, аккуратно перемешать, двигая чашку.
- Дать агару затвердеть и инкубировать в перевернутом положении при температуре 35 $\pm$ 2°C в течение 40-48 часов.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инкубирование: 35 $\pm$ 2°C / 40-48 часов в анаэробных условиях.

Микроорганизмы	Рост
<i>Clostridium perfringens</i> ATCC 12916	Хороший
<i>Clostridium perfringens</i> ATCC 13124	Хороший