

Бульон тиогликолевый
Thioglycollate Broth (NIH & USP)**Кат. № 1241**

Фасовка 500 г.

Хранить при температуре 2-25°C

Среда для тестов на стерильность биологических и фармацевтических продуктов

ФОРМУЛА В ГРАММАХ НА ЛИТР

Казеиновый пептон	15,0	L-цистин	0,5
Хлорид натрия	2,5	Тиогликолят натрия	0,5
Дрожжевой экстракт	5,0	Декстроза	5,0

Конечная величина pH $7,1 \pm 0,2$ при 25°C**ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Разбавитель – общее применение

Область применения: Медицина, фармацевтическая промышленность, ветеринария

Нормативы: NIH

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Развести 28,5 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в емкости и стерилизовать 15 минут при 121°C. Среда не содержит агар и резазурин, поэтому желательно использовать ее свежеприготовленной, удалив растворенный кислород путем нагревания на водяной бане.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Бульон тиогликолевый используется при обнаружении микроорганизмов в обычно стерильных материалах и служит альтернативой для некоторых мутных, а также вязких сред, затрудняющих рост микроорганизмов.

Казеиновый пептон и дрожжевой экстракт являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Тиогликолят натрия и L-цистин снижают окислительно-восстановительный потенциал за счет удаления кислорода для поддержания низкого значения Eh. Декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии, способствующий быстрому и бурному росту. Хлорид натрия обеспечивает электролиты, необходимые для поддержания транспортного и осмотического баланса.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Без осадка
Внешний вид	Тонкодисперсный порошок
Цвет сухой среды	Бежевый
Цвет готовой среды	Янтарный, слегка опалесцирует
Конечный pH (при 25°C)	$7,1 \pm 0,2$

ПРИМЕНЕНИЕ

- Инокулировать и инкубировать 18–48 часов при $35\pm 2^{\circ}\text{C}$.
- Анаэробные условия могут быть созданы при использовании данной среды.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инкубирование: $35\pm 2^{\circ}\text{C}$ / 18-48 часов

Микроорганизмы	Спецификация
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Хороший, мутность
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Хороший, мутность
<i>Clostridium sporogenes</i> ATCC 19404	Хороший, мутность
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Хороший, мутность
<i>Bacteroides fragilis</i> ATCC 25285	Хороший, мутность
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Хороший, мутность