

Основа бульона Nocive Brewers модифицированного

Nocive Brewers Bacteria Broth Base Modified

Кат. № 1440
Фасовка 500 г.
Хранить при 2-25°C

Селективная среда для обнаружения загрязняющих микроорганизмов порчи пива в пивоваренной промышленности

ФОРМУЛА В ГРАММАХ НА ЛИТР

Декстроза	15,0	Говяжий экстракт	2,0
Динатрий фосфат	2,0	Мальтоза	15,0
Панкреатический перевар казеина	5,0	Полисорбат 80	0,5
Дрожжевой экстракт	5,0	L-яблочная кислота	0,5
L-цистин HCl	0,2	Хлорфенол красный	0,07
Ацетат калия	6,0		

Конечная величина pH $5,8 \pm 0,2$ при 25°C

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обнаружение - микроорганизмов в пивоваренной промышленности
Область применения – пивоваренная промышленность

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Развести 51,3 г среды в 500 мл дистиллированной воды и 500 мл пива без газа. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение одной минуты до полного растворения. Стерилизовать в автоклаве при 121°C в течение 15 минут. Остудить до 45-50°C, тщательно перемешать и разлить по чашкам Петри.

ОПИСАНИЕ

Основа бульона модифицированного Nocive Brewers – это среда, используемая для обнаружения загрязнения и микроорганизмов, портящих пиво.

Среда содержит широкий спектр питательных веществ, таких как панкреатический перевар казеина, дрожжевой экстракт, декстрозу и мальтозу. Эти питательные вещества усиливают рост данного типа микроорганизмов.

Ацетат калия (вместо ацетата натрия) делает среду менее подавляющей к росту бактерий, которые портят пиво и другие напитки. Полисорбат 80 вводится для нейтрализации фенолов, гексахлорофена и формалина. L-цистеин является восстановителем. Динатрийфосфат действует как буферная система.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Без осадка
Внешний вид	Тонкодисперсный порошок
Цвет сухой среды	Бежевый
Цвет готовой среды	Розово-красный
Конечный pH (при 25°C)	$5,8 \pm 0,2$

ПРИМЕНЕНИЕ

Инкубировать при 30-35°C и наблюдать через 4 дня.

После инкубации выделенные колонии-продуценты кислот должны быть проверены окрашиванием по Граму и с помощью каталазных тестов. Грамположительные и каталазно-отрицательные кокки или палочки могут считаться молочнокислыми бактериями.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инкубирование: 30-35°C / 4 дня

Микроорганизмы	Рост	Типичная реакция
<i>Pediococcus damnosus</i> ATCC 29358	Хороший	Продуцирование кислоты (желтый)
<i>Pediococcus acidilactici</i> ATCC 8042	Хороший	Продуцирование кислоты (желтый)
<i>Lactobacillus brevis</i> ATCC 8291	Хороший	Продуцирование кислоты (желтый)