

Среда для определения *Haemophilus influenzae*

Haemophilus Test Medium

Кат. № 1464

Фасовка 500 г.

Хранить при температуре 2–25°C

Среда для теста на восприимчивость к *Haemophilus influenzae*

ФОРМУЛА (СОДЕРЖАНИЕ В Г/Л)

Бактериологический агар	15,0	Гемин	0,015
Дрожжевой экстракт	5,0	Основа Мюллера-Хинтона	21,0
NAD	0,015		

Конечная величина pH $5,9 \pm 0,2$ при 25°C

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Антибиотическое исследование – *Haemophilus*

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Растворить 41,0 г среды в 1 л дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать в автоклаве при температуре 121°C в течение 15 минут. Остудить до 45–50°C, тщательно перемешать и разлить по чашкам.

ПРИМЕНЕНИЕ

Среда для определения *Haemophilus influenzae* готовится на основании среды Мюллера-Хинтона, с добавлением дрожжевого экстракта и гемина в качестве факторов роста, которые необходимы *Haemophilus influenzae*.

Среда производится из тщательно подобранныго сырья, содержащего низкие концентрации тимина и тимидина, а также соответствующие уровни ионов кальция и магния, необходимых для проверки чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Без осадка
Внешний вид	Тонкодисперсный порошок
Цвет сухой среды	Бежевый
Цвет готовой среды	Янтарный, слегка опалесцирует
Конечный pH (при 25°C)	$7,3 \pm 0,2$

ПРИМЕНЕНИЕ

В диагностике в качестве образца используются чистые культуры *Haemophilus*, выделенные из образцов.

- Распределить инокулят по поверхности.
- Поместить пропитанные диски.
- Инкубировать в аэробных условиях при $35 \pm 2^\circ\text{C}$ в течение 18–72 часов.
- Чтение и интерпретация результатов.

Согласно методу Кирби-Бауэра:

Инокулировать и инкубировать при 5-7% CO₂ при температуре 35±2°C в течение 16-18 часов.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инкубирование: 35±2°C / 16-18 часов

Микроорганизмы	Рост
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247	Хороший