

Среда Элликера
Elliker Medium**Кат. № 1539**

Фасовка 500 г.

Хранить при температуре 2-25°C

Среда для культивирования стрептококков и лактобацилл из молочных продуктов

ФОРМУЛА В ГРАММАХ НА ЛИТР

Декстроза	5,0	Аскорбиновая кислота	0,5
Желатин	2,5	Лактоза	5,0
Ацетат натрия	1,5	Хлорид натрия	4,0
Сахароза	5,0	Триптон	20,0
Дрожжевой экстракт	5,0		

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Селективное обогащение – лактобациллы

Селективное обогащение – стрептококки

Область применения: анализ молочных продуктов, медицина

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Развести 48,5 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать, нагреть при частом помешивании и кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в соответствующие емкости и стерилизовать 15 минут при 121°C.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Среда Элликера, также известная как бульон для лактобацилл, рекомендуется для общего культивирования стрептококков и лактобацилл.

Тестирование молочных продуктов на наличие молочнокислых бактерий помогает определить уровень кислоты, сделать оценку молочных "стартеров" и контролировать качество сыров, кисломолочных и других продуктов. Среда готовится по формуле Элликера, имеет слабокислое значение pH и содержит достаточное количество питательных веществ, необходимых для поддержания роста этих грамположительных микроорганизмов.

Желатин, триптон и дрожжевой экстракт являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Лактоза, сахароза и декстроза – ферментируемые углеводы, источники углерода и энергии. Аскорбиновая кислота обеспечивает необходимую кислотность среды; хлорид натрия обеспечивает электролиты, необходимые для поддержания транспортного и осмотического баланса. Ацетат натрия – селективный агент, ингибирующий грамотрицательные бактерии, также выступающий в качестве буферной системы.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Без осадка
Внешний вид	Тонкодисперсный порошок
Цвет сухой среды	Бледно-янтарный
Цвет готовой среды	Светло-янтарный

Конечный pH (при 25°C) 6,8±0,2

ПРИМЕНЕНИЕ

Инокулировать и инкубировать 18–48 часов при 35±2°C, кроме *Streptococcus cremoris*, который инкубируется при 30±2°C.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инкубирование: 35±2°C / 18–48 часов.

Микроорганизмы	Рост
<i>Lactococcus lactis ssp. lactis</i> ATCC 19435	Хороший
<i>Lactocaseibacillus casei</i> ATCC 393	Хороший
<i>Lactobacillus rhamnosus</i> ATCC 9595	Хороший