

Кат. № 2026

Фасовка 500 г.

Хранить при температуре 2-25°C

Агар GYC

GYC Agar

Среда для культивирования *уксуснокислых бактерий*

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применение

Обнаружение

Категории

Мезофильные аэробы

Область применения: Пищевая промышленность

ФОРМУЛА (В ГРАММАХ НА ЛИТР)

Декстроза	50,0	Карбонат кальция	5,0
Дрожжевой экстракт	10,0	Бактериологический агар	20,0

Конечная величина pH $6,8 \pm 0,2$ при 25°C



Acetobacter aceti ATCC 15973

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Развести 85 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. При необходимости, охладить среду до 45-50°C и добавить 70 мл этилового спирта в асептических условиях. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ! Тщательно перемешать и разлить в чашки для посева.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Агар GYC – среда, описанная Swings в 1992 году, используется для выявления кислотообразующих микроорганизмов и считается «стандартной питательной средой» для выращивания *уксуснокислых бактерий*.

Декстроза – ферментируемый углевод, служит источником углерода и энергии. Дрожжевой экстракт является источником витаминов, особенно витаминов группы В. При культивировании на данной среде *ацетобактерии* образует прозрачные ореолы вокруг колоний, так как выделяемая кислота нейтрализует CaCO_3 . В отличие от молочнокислых бактерий, *уксуснокислые бактерии* являются облигатными аэробами, поэтому необходимо использовать поверхностный метод посева на твердые среды.

Инокулировать и инкубировать при 28-30°C в течение 3-5 суток.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Внешний вид	Цвет сухой среды	Цвет готовой среды	Финальный pH (25°C)
Без осадка	Мелкодисперсный порошок	Бежевый	Янтарный, слегка опалесцирует	6,8 $\pm$ 0,2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Условия инкубации: 28-30°C / 3-5 суток.

Микроорганизмы	Рост
<i>Acetobacter aceti</i> ATCC 15973	Хороший