

Агар для определения ДНКазы с толуидиновым синим

Кат. № 2028

DNase Test Agar with Toluidine Blue (Deoxyribonuclease Activity)

Фасовка 500 г.

Хранить при температуре 2-25°C

Определение дезоксирибонуклеазной активности для идентификации бактерий, выделенных из клинических образцов

ФОРМУЛА В ГРАММАХ НА ЛИТР

Бактериологический агар	15,0	Казеиновый пептон	15,0
Дезоксирибонуклеиновая кислота	2,0	Хлорид натрия	5,0
Соевый пептон	5,0	Толуидиновый синий	0,1

Конечная величина pH $7,3 \pm 0,2$ при 25°C

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Определение: *Enterobacteria*

ОПИСАНИЕ

Агар для определения ДНКазы с толуидиновым синим используется для дифференциации микроорганизмов по активности ДНКазы. Дифференциальная среда особенно рекомендуется для идентификации патогенных *энтеробактерий*.

Казеиновый и соевый пептон является источником азота, витаминов, минералов и аминокислот, необходимых для роста. Хлорид натрия - источник электролитов, необходимых для обеспечения транспортной функции и обеспечения осмотического баланса. Дезоксирибонуклеиновая кислота позволяет обнаруживать ДНКазу, которая деполимеризует ДНК. Бактериологический агар является отвердителем. Агар для определения ДНКазы с толуидиновым синим содержит метакроматический краситель для исключения необходимости добавления реагента в агар после инкубации. Толуидиновый синий может быть токсичным для некоторых грамположительных *кокков* и, следовательно, должен использоваться главным образом при работе с энтеробактериями.

Результаты в присутствии толуидинового синего:

- ДНКазы-положительные: появление розового ореола, окружающего полосу инокулята. Остальная часть агара остается синей.
- ДНКазы - отрицательные: Отсутствие розового ореола, окружающего полосу инокулята.

ООО «МИКРО-ЛАБ»

129329, г. Москва, ул. Кольская, д.14, стр.6, офис 12

Тел.: +7-(499)-399-32-36, e-mail: info@micro-lab.org, www.micro-lab.org

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Развести 42,1 г среды в литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать в автоклаве при 121°C в течение 15 минут. Охладить до 45–50°C, тщательно перемешать и разлить в чашки Петри.

ПРИМЕНЕНИЕ

Инкубировать в течение 48 часов при 35±2°C. Инокулировать, нанеся полоску (2 см в длину) микроорганизмов на поверхность агар на чашке. Возможно проведение исследований 4-5 разных проб на одной чашке.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Внешний вид	Цвет сухой среды	Цвет готовой среды	Финальный рН (25°C)
Без осадка	Мелкодисперсный порошок	Зеленовато-бежевый	Синий, слегка опалесцирует	7,3±0,2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инкубировать при температуре 35±2°C в течение 48±2 часов.

Микроорганизмы	Характеристика	Типичная реакция
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	Хороший рост	ДНКазы -отрицательная
<i>Serratia marcescens</i> ATCC 14756	Хороший рост	ДНКазы-положительная