

Добавка Хлорамфеникол Chloramphenicol Supplement

Кат. № 6027
Фасовка 10 флаконов (каждый на 1 л среды)
Хранить при температуре 2–25°C

Стерильная селективная добавка, используемая для выделения *дрожжей* и *плесневых грибов*

ФОРМУЛА

Хлорамфеникол 0,05

Примечание: Каждый флакон рассчитан на 1 литр основы среды

ОПИСАНИЕ

10 лиофилизированных флаконов; Во флаконе 3±0,1 г	22±0,25 x 55±0,5 мм стеклянные флаконы с белой пластиковой крышкой. Маркировка. 10 флаконов в упаковке.	Срок годности 49 месяцев	Хранение 2-25°C
--	--	-----------------------------	--------------------

Развести лиофилизированную добавку добавлением 6 мл стерильной дистиллированной воды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Селективная добавка хлорамфеникола добавляется в агар Сабуро для получения готовой среды, подходящей для культивирования и дифференциации *грибов*.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Собрать, разбавить и подготовить пробы в соответствии со спецификациями, директивами, официальными стандартными правилами и / или ожидаемыми результатами.

Восстановить флакон в 6 мл стерильной дистиллированной воды в асептических условиях и добавить его в 1 л стерилизованной основы агара Сабуро, охлажденной до комнатной температуры.

После внесения добавки не нагревать среду.

После затвердевания на плоской поверхности инокулировать чашки методом штриховки или спиральным методом.

Инкубировать чашки лицевой стороной вверх в аэробной атмосфере при 20-25°C в течение 48 часов - 5 дней.

После инкубации произвести подсчет всех колоний, появившихся на поверхности агара.

Предполагаемая изоляция любых патогенных дрожжей и/или плесневых грибов должна быть подтверждена дальнейшими микробиологическими и биохимическими тестами.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Цвет добавки: Серовато-белый

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Растворить 1 флакон, как описано выше, встряхнуть и полностью растворить содержимое.

Добавить 1 флакон к 1 литру основы среды. НЕ НАГРЕВАТЬ после введения добавки.

Аэробноз. Инкубирование при 25-30°C в течение 48-72 часов и до 5 дней.

Микроорганизмы	Рост
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Хороший
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231, WDCM 00054	Хороший
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922, WDCM 00013	Ингибируется
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538, WDCM 00032	Ингибируется

Контроль стерильности:

Инкубирование: 48 часов при 30-35°C и 48 часов при 20-25°C: НЕТ РОСТА

Проверить через 7 дней после инкубирования в тех же условиях.