

## Добавка хромогенная липазная для листерий

Кат. № 6031

*Listeria* Lipase C Supplement ISO 11290-1

Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды).  
Хранить при температуре 4–12°C

Хромогенная липазная добавка для улучшения роста *Listeria spp.*

### ФОРМУЛА (СОДЕРЖАНИЕ В 1 ФЛАКОНЕ)

Субстрат липазы С - 24 мл

| СОСТАВ                                      |                                                                                                                                                         | СРОК<br>ГОДНОСТИ | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 10 готовых флаконов<br>Во флаконе 24±0,3 мл | 1 упаковка: 10 флаконов по 60 мл (общий объем); пластиковая внутренняя закручивающаяся крышка с эластомерной перегородкой и защитным внешним колпачком. | 24 месяца        | 4-12°C   |

### ОПИСАНИЕ

В комплексе со всеми добавками *Агар хромогенный для листерий по Оттавиани и Агости (ALOA)* представляет собой селективную дифференциальную среду для обнаружения листерий и предварительной идентификации *Listeria monocytogenes*.

Селективность достигается за счет высокой концентрации хлорида лития и смеси противомикробных препаратов. Дифференциальная активность обусловлена наличием хромогенного субстрата для обнаружения фермента β-глюкозидазы, который присутствует у всех листерий.

Специфическая идентификация достигается с помощью L-α-фосфатидилинозитола, который действует как субстрат для фосфолипазы С, присутствующей только у *Listeria monocytogenes* и у некоторых штаммов *Listeria ivanovii*.

Комбинация обоих субстратов позволяет дифференцировать *L. monocytogenes*, которые растут и образуют колонии **сине-зеленого цвета**, окруженные непрозрачной зоной, от других видов листерий, у которых колонии сине-зеленого цвета, но без какого-либо ореола. Дифференциация становится очевидной после инкубации чашек в течение 24 ± 2 ч при 37 °С.

Большинство *Listeria ivanovii* также образуют непрозрачный ореол вокруг колоний после 48 часов инкубации. Это предполагаемое свидетельство должно быть подтверждено путем проведения биохимических или серологических идентификационных тестов (ферментация сахара рамнозы/ксилозы, тесты на гемолиз, тест CAMP и т. д.), других подтверждающих тестов.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В стерильных условиях растворить содержимое 1 флакона *Добавки хромогенной селективной для листерий (кат. № 6040)* в 6 мл теплой стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать до полного растворения.

Добавить 1 флакон *Добавки хромогенной липазной для листерий (кат. № 6031)* (24 мл) для обогащения и 1 флакон *Добавки хромогенной селективной для листерий (кат. № 6040)* до финального объема 500 мл *Основы хромогенного агара для листерий в соответствии с Оттавиани и Агости (ALOA) (кат. № 1345)*, автоклавированной и охлажденной до 47-50°C. Хорошо перемешать добавки с основой среды и разлить по чашкам Петри. Затвердевшая охлажденная среда выглядит однородно мутной. Существует множество стандартизированных методик (ISO, FDA-BAM, AOAC, AFNOR и т. д.). Лаборант должен следовать протоколу, валидированному в лаборатории.

## КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Физико-химически контроль: Цвет желтый.

## МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Согласно ISO 11133:2014/A1:2018:

Спиральное распределение (посев): Диапазон  $100 \pm 20$  КОЕ. Мин. 50 КОЕ (продуктивность) /  $10^4$ - $10^6$  КОЕ (селективность).

Аналитическая методология согласно ISO 11133:2014/A1:2018; A2:2020.

Аэробные условия. Инкубация при температуре  $37 \pm 1^\circ\text{C}$ , считывание через  $44 \pm 4$  часа.

| Микроорганизмы                                       | Рост         | Цвет колонии                                |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <i>L. monocytogenes</i> ATCC® 13932, WDCM 00021      | Хороший      | Синие колонии с белым ореолом               |
| <i>Listeria innocua</i> ATCC® 33090, WDCM 00017      |              | Синие колонии без белого ореола             |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC® 29212, WDCM 00087 | Ингибируется |                                             |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC® 25922, WDCM 00013      | Ингибируется |                                             |
| <i>Listeria monocytogenes</i> ATCC® 35152            |              | Сине-зеленые колонии с непрозрачным ореолом |

Контроль стерильности:

Инкубация 48 часов при  $30$ - $35^\circ\text{C}$  и 48 часов при  $20$ - $25^\circ\text{C}$ : НЕТ РОСТА.

Проверить через 7 дней после инкубации при тех же условиях.