

## Агароза FP DNA

### Agarose FP DNA

**Кат. №8090**  
 Фасовка 500 г.  
 Хранить 2-25°C

Используется в генетической дактилоскопии.

#### ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Область применения: Молекулярная биология / ПЦР и электрофорез / Клонирование / Протеомика / Секвенирование нового поколения

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Агароза для генетической дактилоскопии - мощный инструмент для использования в лабораториях, выполняющих судебно-медицинские исследования, определение отцовства, проверку клеточных линий, типирование тканей и т. д.

Агароза FP DNA отвечает всем требованиям для идентификации ДНК.

Отличительные особенности:

- Чрезвычайно высокая прочность геля, позволяющая использовать более низкие концентрации (0,3%). Данная особенность позволяет использовать его не только с высокомолекулярными нуклеиновыми кислотами, включая хромосомы, но и с частицами большого размера, такими как вирусы и рибосомы.
- Высокая электрофоретическая подвижность. Подвижность ДНК выше по сравнению с D-1 с низким электроэндоосмосом. Время электрофореза сокращается в зависимости от используемого буфера и концентрации агарозы.
- Легкое приготовление геля путем простого растворения в водных буферах и стандартного кипячения или обработки в микроволновой печи.
- Повышенная термическая стабильность благодаря высокому гистерезису (разница между температурами гелеобразования и плавления).
- Исключительно низкая абсорбция красителей.
- Отсутствие токсичности (альтернатива - полиакриламид, который может быть токсичным).

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Описание                               | Спецификация                                                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Зольность                              | <0,4%                                                                      |
| Сульфаты                               | <0,14%                                                                     |
| Прочность геля 1% (г/см <sup>2</sup> ) | >1400                                                                      |
| Температура гелеобразования            | 36 ± 1,5                                                                   |
| Температура плавления                  | 88 ± 1,5                                                                   |
| Показатель электроэндоосмоса           | <0,13                                                                      |
| ДНКазная/РНКазная активность           | Не наблюдается                                                             |
| Расщепление ДНК = 1000 п.н.            | Полное расщепление                                                         |
| Влажность                              | < 7%                                                                       |
| Цвет                                   | Белый                                                                      |
| Внешний вид                            | Тонкодисперсный однородный порошок                                         |
| Связывание ДНК                         | Не наблюдается                                                             |
| Разделение ДНК                         | Чистые и четкие полосы образуются при электрофорезе ДНК размером 23 т.п.н. |