

Агароза LM GQT

Agarose LM GQT

Кат. №8091

Фасовка 500 г.

Хранить 2-25°C

Агароза с высоким разрешением для фрагментов ДНК размером более 1000 п.н.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Область применения: Молекулярная биология / ПЦР и электрофорез / Клонирование / Протеомика

ПРИМЕНЕНИЕ

Агароза LM GQT – это агароза с низкой температурой плавления и высочайшей разрешающей способностью для крупных фрагментов ДНК (>1000 п.н.), включая продукты ПЦР. Эта агароза сертифицирована GQT (генетическое тестирование качества). Это гарантирует возможность нанесения In-Gel на переплавленную агарозу, избегая сложных этапов экстракции ДНК.

Агароза LM GQT идеально подходит для расщепления ферментами агаразы, что позволяет очень легко восстанавливать большие фрагменты ДНК, пригодные для клонирования или ферментативной обработки.

LM-агарозы подразделяются на три категории в зависимости от степени дериватизации. Наиболее важными различиями являются температуры гелеобразования/плавления и прочность геля.

Некоторые важные особенности:

- Более низкая прочность геля, чем у стандартных агароз. Несмотря на это, гель легкий в обращении.
- Более высокая прозрачность геля, чем у стандартных агароз.
- Отличная просеивающая способность.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Описание	Спецификация
Зольность	$\leq 0,4\%$
Прочность геля 1% (г/см ²)	≥ 250
Температура гелеобразования	24-28 °C
Температура плавления	$\leq 65,5$ °C
ЕЕО	$\leq 0,12$
ДНКазная/РНКазная активность	Не наблюдается
Расщепление ДНК = 1000 п.н.	Полное расщепление
Влажность	$\leq 1\%$
Цвет	Белый
Внешний вид	Тонкодисперсный однородный порошок
Связывание ДНК	Не наблюдается
Сравнительный анализ фрагментов ДНК разного размера	Полосы выглядят резкими и четко разрешенными
Анализ фоновой флуоресценции в бромистом этидии	Отсутствует
Расщепление ферментом агаразой и восстановление ДНК	Проходит тест

Рестрикция и лигирование в геле (проверяемые ферменты: EcoRI, HindIII и ДНК-t4-лигаза)	Проходит тест
Сульфаты	$\leq 0,1\%$