

**Агароза легкоплавкая с высоким
уровнем разделения (LM Sieve)**

Agarose легкоплавкая с высоким уровнем
разделения (LM Sieve)

Кат. №8090

Фасовка 500 г.
Хранить 2-25°C

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Область применения: Молекулярная биология / ПЦР и электрофорез / Клонирование /
Протеомика / Секвенирование нового поколения

ПРИМЕНЕНИЕ

Агароза легкоплавкая с высоким уровнем разделения представляет собой агарозу с низкой температурой плавления с самой высокой разрешающей способностью для фрагментов ДНК размером менее 1000 п.н., особенно продуктов ПЦР в диапазоне от 200 до 800 п.н. Данная агароза произведена по стандарту GQT (Genetic Quality Tested). Это гарантирует, что аппликации In-Gel могут выполняться в повторно расплавленной агарозе, избегая сложных этапов экстракции ДНК.

Эта агароза идеально подходит для переваривания агаразными ферментами, что позволяет очень легко извлекать небольшие фрагменты ДНК, подходящие для клонирования или ферментативной обработки.

Агароза LM Sieve может использоваться при высоких концентрациях, образуя гели с превосходной прозрачностью и более высокой пропускной способностью, чем стандартные агарозы.

Благодаря высокой прочности геля с гелями Agarose LM Sieve очень легко обращаться даже при концентрациях всего 2%.

Данная агароза используется при:

- Электрофорезе фрагментов ДНК = 1000 п.н.
- Ферментативной обработке в геле (расщепление, лигирование, ПЦР).
- Препаративном электрофорезе.
- Анализе и восстановлении небольших фрагментов ДНК для дальнейшего использования

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Описание	Спецификация
Зольность	<0,3%
Сульфаты	<0,10%
Прочность геля 4% (г/см ²)	>1000
Температура гелеобразования	<35
Температура плавления	<65
Показатель электроэндоосмоса	<0,10
ДНКазная/РНКазная активность	Не наблюдается
Разделение ДНК = 1000 п.н.	Полное разделение
Влажность	< 5%

Цвет	Белый
Фон геля	Очень низкий