


BIOMIC® V3

Система для клинической микробиологии

Открытая система для автоматизации и стандартизации микробиологических тестов

- Мгновенное цифровое считывание и интерпретация
- Двусторонний интерфейс LIS/LIMS
- Соответствие стандартам CLSI и EUCAST
- Сохранение изображений тестов в высоком разрешении
- Тестирование чувствительности и антибиотикограммы
- Сенсорный экран 60 см
- Не требует регулярного обслуживания
- Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №ФСЗ 2007/00448 от 12.11.2007 года



Диско-диффузионный метод:

- Liofilchem, BD, Oxoid, и т.д.



Идентификация микроорганизмов:

- Liofilchem® ID Systems
- API® (bioMérieux)
- RapID™ (Thermo)



Микроразведение в агаре:

- Стандартные методы
- Пользовательские методы



Микроразведение в бульоне:

- Пользовательские планшеты
- Коммерческие планшеты



Подсчет колоний:

- Чашки для подсчета колоний
- Чашки с хромогенным агаром



Метод градиентной диффузии (МИК полоски):

- MTS™ (Liofilchem)
- Etest® (bioMérieux)



Скрининг мочи:



- Пользовательские методы
- Коммерческие методы




BIOMIC® V3

Диско-диффузионный метод


- Автоматическое считывание зон
- Распознавание кода диска
- Определение местоположения диска
- Соответствие стандартам CLSI или EUCAST
- Хранение результатов (изображений)
- Улучшенные изображения чашки
- Отчеты по антибиотикограммам
- Контроль качества и инвентаризация



- Распознавание кода тест-полоски МИК
- Определение положения тест-полосок МИК
- Соответствие стандартам CLSI или EUCAST
- Хранение результатов (изображений)
- Улучшенное изображение чашки
- Генерация отчетов по антибиотикограммам



MTS, Liofilchem



Etest, bioMerieux




BIOMIC® V3


Идентификация микроорганизмов



- Мгновенное считывание
- Автоматический поиск идентификатора
- Хранение результатов (изображений)
- Контроль качества



Liofilchem




RapID (Thermo)




BIOMIS® V3

Метод серийных разведений в бульоне




Преимущества


- Мгновенное считывание и интерпретация
- Анализ в светлом и темном поле
- Хранение результатов (изображений)
- Коммерческие и пользовательские планшеты



**Комбинированный тест:
чувствительность к антибиотикам
и идентификация (AST-ID)**



Рост в лунках



Анализ цвета в лунках







BIOMIC® V3

Подсчет колоний

Автоматический подсчет колоний с использованием:

- Чашек Петри
- Мембранных фильтров
- Чашек с применением спирального метода посева
- Среды для подсчета КОЕ
- Среды с кровавым агаром
- Хромогенного агара
- 3М™ Petrifilm™







BIOMIC® V3

Метод серийных разведений в агаре



Преимущества

- Мгновенное считывание
- Стандартные и коммерческие планшеты
- Контроль качества
- Хранение результатов (изображений)
- Соответствие рекомендациям CLSI и EUCAST
- Интерфейс LIS/LIMS



Дополнительный аксессуар: репликатор Стирса


BIOMIC® V3

Liofilchem AST-ID


Ридер для тестирования чувствительности
и идентификации микроорганизмов



ComASP



Тест-полоски МИК



Системы для идентификации



Диски с антибиотиками